


	FICHA TÉCNICA	TDS_110
	PUNTAS DE PAPEL	Fecha: 12/2017
	BESTDENT	Versión: 01

<b>PRODUCTO</b>	<b>BESTDENT PUNTAS DE PAPEL</b>																																												
<b>REFERENCIAS</b>	60058 surtido 15-40 60059 surtido 45-80 60060 Nº 15 60061 Nº 20 60062 Nº 25 60063 Nº 30 60064 Nº 35 60065 Nº 40 60066 Nº 45 60067 Nº 50 60068 Nº 55 60069 Nº 60 60070 Nº 70 60071 Nº 80																																												
<b>COMPAÑÍA</b>	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.																																												
<b>CLASSIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE																																												
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Las Puntas de Papel son productos sanitarios de papel natural altamente absorbentes destinados a limpiar el conducto radicular de un diente mediante su inserción y extracción. Poseen forma cónica enrollada a mano, y están disponibles en diferentes tamaños. Producto estéril.																																												
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamaño</th> <th>Diámetro</th> <th>Color</th> <th>Tamaño</th> <th>Diámetro</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0.15</td> <td>Blanco</td> <td>45</td> <td>0.45</td> <td>Blanco</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.20</td> <td>Amarillo</td> <td>50</td> <td>0.50</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0.25</td> <td>Rojo</td> <td>55</td> <td>0.55</td> <td>Rojo</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.30</td> <td>Azul</td> <td>60</td> <td>0.60</td> <td>Azul</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>0.35</td> <td>Verde</td> <td>70</td> <td>0.70</td> <td>Verde</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>0.40</td> <td>Negro</td> <td>80</td> <td>0.80</td> <td>Negro</td> </tr> </tbody> </table> Longitud: 28±2mm Diámetro significa el diámetro de la punta del producto.			Tamaño	Diámetro	Color	Tamaño	Diámetro	Color	15	0.15	Blanco	45	0.45	Blanco	20	0.20	Amarillo	50	0.50	Amarillo	25	0.25	Rojo	55	0.55	Rojo	30	0.30	Azul	60	0.60	Azul	35	0.35	Verde	70	0.70	Verde	40	0.40	Negro	80	0.80	Negro
Tamaño	Diámetro	Color	Tamaño	Diámetro	Color																																								
15	0.15	Blanco	45	0.45	Blanco																																								
20	0.20	Amarillo	50	0.50	Amarillo																																								
25	0.25	Rojo	55	0.55	Rojo																																								
30	0.30	Azul	60	0.60	Azul																																								
35	0.35	Verde	70	0.70	Verde																																								
40	0.40	Negro	80	0.80	Negro																																								
<b>ENVASE</b>	200 unidades																																												
<b>USO PREVISTO</b>	Sólo para uso dental. Se usa para secar el canal radicular.																																												
<b>MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN</b>	Producto estéril. No se garantiza la esterilidad después de haber abierto el envase. Método de esterilización: Rayos gamma. No esterilizar en autoclave o por calor.																																												
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.																																												

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_110
	PAPER POINTS	Date: 12/2017
	BESTDENT	Version: 01

<b>PRODUCT</b>	<b>BESTDENT PAPER POINTS</b>																																											
<b>REFERENCES</b>	60058 assortment 15-40 60059 assortment 45-80 60060 No. 15 60061 No. 20 60062 No. 25 60063 No. 30 60064 No. 35 60065 No. 40 60066 No. 45 60067 No. 50 60068 No. 55 60069 No. 60 60070 No. 70 60071 No. 80																																											
<b>COMPANY</b>	Pearl Dent Co. Ltd. No3-15B, street No 13, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam.																																											
<b>CLASSIFICATION</b>	Class IIa medical device, Directive 93/42/EEC																																											
<b>DESCRIPTION</b>	Absorbent Paper Point is a device made from highly absorbent natural paper intended to clean the root canal of a tooth by insertion and removal. Hand rolled tapered shape paper point is manufactured with different sizes. Sterile product.																																											
<b>SPECIFICATIONS</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Size</th> <th>Diameter</th> <th>Color</th> <th>Size</th> <th>Diameter</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0.15</td> <td>White</td> <td>45</td> <td>0.45</td> <td>White</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>0.20</td> <td>Yellow</td> <td>50</td> <td>0.50</td> <td>Yellow</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0.25</td> <td>Red</td> <td>55</td> <td>0.55</td> <td>Red</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>0.30</td> <td>Blue</td> <td>60</td> <td>0.60</td> <td>Blue</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>0.35</td> <td>Green</td> <td>70</td> <td>0.70</td> <td>Green</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>0.40</td> <td>Black</td> <td>80</td> <td>0.80</td> <td>Black</td> </tr> </tbody> </table> <p>Length: 28±2mm Diameter means the diameter of the product tip.</p>		Size	Diameter	Color	Size	Diameter	Color	15	0.15	White	45	0.45	White	20	0.20	Yellow	50	0.50	Yellow	25	0.25	Red	55	0.55	Red	30	0.30	Blue	60	0.60	Blue	35	0.35	Green	70	0.70	Green	40	0.40	Black	80	0.80	Black
Size	Diameter	Color	Size	Diameter	Color																																							
15	0.15	White	45	0.45	White																																							
20	0.20	Yellow	50	0.50	Yellow																																							
25	0.25	Red	55	0.55	Red																																							
30	0.30	Blue	60	0.60	Blue																																							
35	0.35	Green	70	0.70	Green																																							
40	0.40	Black	80	0.80	Black																																							
<b>PACKAGING</b>	200 pieces																																											
<b>INTENDED USE</b>	For dental use only. Used to dry the canal.																																											
<b>STERILIZATION METHOD</b>	Sterile product. Sterility is not guaranteed after opening the container. Sterilization method: Irradiated gamma ray. The device should not be sterilized in autoclave or heat.																																											
<b>STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry area, away from direct sunlight. Protect from moisture.																																											