
	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: TDS_037
	COMPOSITE PM MICROHIBRIDO FOTOPOLIMERIZABLE	FECHA: 26/JUN/19
	BESTDENT	VERSIÓN: 01

PRODUCTO	COMPOSITE PM MICROHIBRIDO FOTOPOLIMERIZABLE A1, A2, A3, A3.5 (600-77, 78, 79, y 80)	
REFERENCIA	60077 60078 60079 60080	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CONAMCO José María Bustillos 20, Algarín, 06880 Ciudad de México, México	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	CLASS IIa MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Características físicas: Pasta suave, Sensible a la luz. Sus propiedades mecánicas así como su brillo y resistencia al desgaste es muy similar a las que se encuentran en el mercado.	
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO	Composición del Producto: Dióxido de Silicio cristalino y ahumado, metacrilatos, estabilizantes y fotoindicadores. Composite Microhíbrido. - Este composite reúne la proporción correcta de micropartículas 77% todas ellas menores a 5 micras.	
ESPECIFICACIONES	Composite fotopolimerizable, solo para profesionales dentales.	
EMBALAJE	Envase de 1 Jeringa de 4g	
CADUCIDAD	3 años	
FINALIDAD	Composite microhíbrido para restauraciones estéticas en anteriores. También permite restauraciones en molares cuando las exigencias estéticas lo requieran.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Irritante leve en los ojos y la piel. Puede causar Sensibilización por contacto con la piel. El producto está diseñado para uso dental únicamente. El manejo de este producto debe ser usado por Profesionales de la salud dental solamente.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar sólo en el envase original. Mantener el envase bien cerrado. Conservar en un lugar seco. Conservar lejos de alimentos y bebidas. Proteger contra el exceso de calor y frio.	