


	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_121bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	06/2021
	BESTDENT	v. 02


FICHA TÉCNICA

FRESAS DE TUNGSTENO BESTDENT		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Las fresas de carburo de tungsteno están realizadas en: En una sola pieza de carburo de tungsteno, o en dos piezas, la cabeza hecha de carburo de tungsteno y el vástago de acero.	
ENVASE	Envase conteniendo 5 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	<p>Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales.</p> <p>El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.</p> <p>Esterilizar en autoclave o con calor seco.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_121bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	06/2021
	BESTDENT	v. 02


TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT TUNGSTEN BURS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICATION	Medical Device class IIa, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Dental rotary instruments for use by dentists. Non sterile.	
COMPOSITION	The tungsten carbide burs consist of: Single piece of Tungsten Carbide, or two piece the head made of Tungsten Carbide and the shank made of Steel.	
PACKAGING	Package containing 5 pieces.	
INTENDED USE	Intended for laboratory and dental applications in dental clinics and hospitals by licensed dentist.	
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. The end of bur's life is determined by wear and damage in use and the burs should be inspected for defects during the preliminary cleaning process. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.	
STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_121bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	06/2021
	BESTDENT	v. 02

FICHA TÉCNICA

BROCAS DENTÁRIAS DE TUNGSTÊNIO BESTDENT		
REFERÊNCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo Médico Classe IIa, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos	
DESCRIÇÃO	Brocas dentárias para uso odontológico. Não estéril.	
COMPOSIÇÃO	As brocas de carboneto de tungstênio consistem em: Único pedaço de carboneto de tungstênio, ou duas peças a cabeça feita de carboneto de tungstênio e a haste feita de aço.	
EMBALAGEM	5 unidades	
FINALIDADE	Destinado a aplicações em laboratório e odontologia em clínicas odontológicas e hospitais por dentista licenciado.	
ESTERILIZAÇÃO	Todos os instrumentos devem ser inspecionados, limpos e esterilizados antes de cada uso. Use detergentes e desinfetantes adequados para uso com instrumentos médicos ou odontológicos. O final da vida da broca é determinado pelo desgaste e danos em uso e as brocas devem ser inspecionadas quanto a defeitos durante o processo de limpeza preliminar. Métodos de esterilização: autoclave ou calor seco.	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	TDS_121bd
	FRESAS / BURS / BROCAS	06/2021
	BESTDENT	v. 02

ANEXO 1

Ref.	
60139	FRESA F.G. N.4 TUNGSTENO (1-014) BESTDENT, 5 u.
60140	FRESA F.G. N.6 TUNGSTENO (1-018) BESTDENT, 5 u.
60141	FRESA F.G. N.330 TUNGSTENO (7-008) BESTDENT, 5 u.
60142	FRESA F.G. N.331 TUNGSTENO (7-010) BESTDENT, 5 u.
60143	FRESA F.G. N.8 TUNGSTENO (1-023) BESTDENT, 5 u.
60144	FRESA Z-152 ENDO 23 mm BESTDENT, 5 u.
60145	FRESA Z-151 23mm BESTDENT, 5 u.
60146	FRESA Z-151 28 mm BESTDENT, 5 u.
78831	FRESAS C.A. N.6 TUNGSTENO (1-018) BESTDENT
78832	FRESAS C.A. N.5 TUNGSTENO (1-016) BESTDENT
78833	FRESAS C.A. N.4 TUNGSTENO (1-014) BESTDENT