



FICHA TÉCNICA

CERA ROSA DE MODELAR BESTDENT		
REFERENCIAS	60150: Universal, 450 g. 60151: Dura, 450 g.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CERA REUS, SA Placa del Castell, 5 43201 Reus - España	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Cera de modelar de color rosa para trabajos de prótesis removible.	
ESPECIFICACIÓN	-Tamaño de las láminas: 174 x 94 mm. - Peso: 450 g.	
COMPOSICIÓN	Compuesta de ceras microcristalinas, ceras de parafina y resinas.	
ENVASE	Envase con 20 láminas.	
VIDA ÚTIL	10 años	
FINALIDAD PREVISTA	Principalmente para modelar y para registro oclusal: - Universal: para trabajos donde se precise un bajo punto de fusión, una buena elasticidad, así como una buena adherencia. - Dura: para trabajos en condiciones ambientales de temperaturas altas, donde se precise un punto de fusión superior, una rigidez mayor en frío, así como una menor adherencia.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Este producto no representa ningún peligro si se utiliza para su uso normal. Riesgo de quemaduras cuando el producto se encuentra licuado. En caso de contacto con la piel cuando el producto está en estado líquido, enfriar la zona con agua y no intentar despegar el material adherido a la piel, tratar la quemadura y acudir al médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Mantener alejado de toda fuente de ignición. Evitar los agentes oxidantes. No utilizar si el envase está dañado.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT PINK MODELING WAX		
REFERENCES	60150: Universal, 450 g. 60151: Hard, 450 g.	
MANUFACTURER	CERA REUS, SA Placa del Castell, 5 43201 Reus - España	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Pink modeling wax for removable prosthesis works.	
SPECIFICACIONES	-Sheet size: 174 x 94 mm. -Weight: 450 g.	
COMPOSITION	Made of microcrystalline waxes, paraffin waxes and resins.	
PACKAGING	Box with 20 sheets.	
SHELF LIFE	10 years.	
INTENDED USE	Modelling wax for removable prosthesis work, mainly for modulation and making occlusion records. - Universal: for working where a low melting point, good elasticity and good adhesion are required. - Hard: ideal for working in high temperature climatic conditions.	
SAFETY INFORMATION	This product is not expected to present any unusual hazards in proper use. This product is often transported and handled hot; care should be taken to prevent thermal burns. Skin: if burned by contact with hot material, cool the burned skin area as quickly as possible by immersing in cold water, or applying cold water. Call the doctor.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Keep away from heat and flames. Do not store near strong oxidizing agents. Do not use if the package is damaged.	