



FICHA TÉCNICA

CERA ARTICULAR BESTDENT		
REFERENCIA	60152	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Cera articular en barras de fácil manejo y aplicación para uso dental de registros oclusales. Precisan de poco calentamiento y tienen una dureza y elasticidad normal.	
COMPOSICIÓN	Compuesta de ceras microcristalinas + ceras de parafina.	
ESPECIFICACIONES	Color amarillo. Tamaño de las barras: 100 x 10 x 10 mm Peso: 500g	
ENVASE	Envase con 50 barras	
VIDA ÚTIL	10 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD PREVISTA	Especialmente indicada para tomas de registros oclusales, en desdentados totales y parciales.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Este producto no representa ningún peligro si se utiliza para su uso normal. En caso de contacto con la piel cuando el producto está en estado líquido, enfriar la zona con agua y no intentar despegar el material adherido a la piel, tratar la quemadura y acudir al médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Conservar por debajo de 40°C. Mantener alejado de la luz solar. Mantener alejado de toda fuente de ignición. Evitar los agentes oxidantes. No utilizar si el envase está dañado.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT ARTICULAR WAX		
REFERENCE	60152	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Articular wax that comes in easy to use and apply bars for dental occlusion records. It needs little warming, have normal elasticity and hardness.	
COMPOSITION	Made of microcrystalline waxes + paraffin waxes.	
SPECIFICACIONS	Colour: yellow. Bar size: 100 x 10 x 10 mm Weight: 500g	
PACKAGING	Box containing 50 bars	
SHELF LIFE	10 years from the date of manufacture	
INTENDED USE	A wax especially suitable for making occlusion records where there are very few or no teeth.	
SAFETY INFORMATION	This product is not expected to present any unusual hazards in proper use. Skin: if burned by contact with hot material, cool the burned skin area as quickly as possible by immersing in cold water, or applying cold water. Call the doctor.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Do not store at temperatures above 40°C. Keep away from heat and flames. Do not store near strong oxidizing agents. Do not use if the package is damaged.	