

Delantal anti-X para el paciente. Sector dental / exámenes endorales.
 Modelo con cuello incorporado para la protección de la glándula tiroideas.
 Dos modelos: adulto y niño
 El cuello está unido al delantal.
 cinta de velcro en la parte posterior para ajustar el cuello.

Dos niveles de protección :

- Eq.Pb de 0.35mm
- Eq.Pb de 0.50mm

Material radioprotector forrado en ambos lados con tejido de nylon.

Opciones alternativas sobre el tipo de material radioprotector:

- NXR[®]/ Aligerado, con un plomo
- LITALIGHT/SL[®] 100% sin plomo

El bordado y la serigrafía son accesorios
 que no afectan la función protectora del DPI.



0802 NIÑO

Tamaño	ALTURA cm	ANCHO cm
ADULTO	90	60
NIÑO	65	45

Protección Eq. Pb	NXR/A con plomo aligerado	LITALIGHT/SL [®] sin plomo
0.35mm ADULTO	DA2 08 01 24	DA2 08 01 34
0.50mm ADULTO	DA2 08 01 25	DA2 08 01 35
0.35mm niño	DC1 08 02 24	DC1 08 02 34
0.50mm niño	DC1 08 02 25	DC1 08 02 35
normas utilizadas : Regulación EU 2016 / 425 IEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 EN 13402-3 : 2014 / EN ISO 13688:2013		