

Collar anti-X, modelo sin ribete.  
muy flexible  
Cierre posterior con cinta de velcro.


Dos niveles de protección:

- Eq.Pb de 0.35mm
- Eq.Pb de 0.50mm

Opciones alternativas sobre el tipo de material radioprotector :

- NXR/Aligerado® con plomo
- LITALIGHT/SL® 100% sin plomo

Cubierta de cuello de algodón disponible.



#### MEDIDAS

ALTURA	ANCHO	CIRCUNFERENCIA
12 cm	23 cm	42 cm ajustable

MEDIDA PEDIATRICA BAJO PEDIDO

Protección Eq. Pb	NXR/A con plomo aligerado	LITALIGHT/SL® 100% sin plomo
Frente 0.35mm	04 01 24 ( peso Kg 0,21 )	04 01 34
Frente 0.50mm	04 01 25 ( peso Kg 0,26 )	04 01 35 ( peso Kg 0,24 )
Especifique hombre / mujer / personalización según petición		
normas utilizadas : IEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014 / EN 13402-1 / EN ISO 13688:2013 y EU 2016/425		