

## PARAMETROS DEL DISPOSITIVO ENBIO®

Clase B	B
Alimentación	220 - 230V AC/ 50/60 Hz
Potencia instalada	2250W
Consumo máximo de energía	15A
Presión de trabajo	2,1Bar
Presión máxima	2,3 Bar
Temperatura máxima del proceso	137°C
Volumen de la cámara de proceso	2,7l
Diámetro interior de la bandeja	28 x 18 x 2,8 cm
Programas	134°C FAST, 134°C, 121°C
Número máximo de paquetes	8
Peso máximo de la carga	0,5 kg
Peso	15 kg
Grado de protección	IP20
Archivo de datos del proceso	USB Drive
Suministro de agua*	externo
*solo agua desmineralizada o destilada	

