

FICHA TÉCNICA

TERModesINFECTADORA AQUA PLUS MARCA: TECNO-GAZ																																					
REFERENCIAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ 63301 / TD010TMD ▪ 63302 / 091-4423 / TD011TMD 																																					
FABRICANTE / RESPONSABLE	TECNO-GAZ S.p.A Strada Cavalli, 4 43038, Sala Baganza (Parma) – Italia P.I./C.F: 00570950345 E-mail: aq@tecnogaz.com (Dept.Calidad)																																				
CLASIFICACIÓN	Clase IIb según Directiva 93/42/CEE																																				
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TD010TMD (63301): Termodesinfectadora AQUA PLUS _ Versión de mesa ▪ TD011TMD (63302): Termodesinfectadora AQUA PLUS _ Versión Integrado bajo la encimera <p>La termodesinfectadora AQUA PLUS es un equipo utilizado para la desinfección de instrumentos médicos y dentales. Algunas de sus características principales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Volumen de 60 litros: Ofrece una capacidad considerable para el tratamiento de varios instrumentos simultáneamente. ▪ Barras de limpieza y doble brazo de limpieza: Estas características permiten una limpieza eficiente y profunda de los instrumentos. ▪ Secado mecánico forzado: Esta función asegura que los instrumentos queden completamente secos después del proceso de desinfección. ▪ Múltiples accesorios: La termodesinfectadora es compatible con una variedad de accesorios, lo que la hace versátil para diferentes aplicaciones. ▪ Cassettes quirúrgicos y rotativos: Estos cassettes están diseñados para sostener y organizar los instrumentos durante el proceso de desinfección. 																																				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; font-weight: normal;">DONNÉES TECHNIQUES</th> </tr> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center; font-weight: normal;">Versión de mesa</th> <th style="width: 20%; text-align: center; font-weight: normal;">Versión integrado bajo la encimera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho</td> <td style="text-align: center;">595 mm</td> <td style="text-align: center;">595 mm</td> </tr> <tr> <td>Profundidad con la puerta cerrada</td> <td style="text-align: center;">540 mm</td> <td style="text-align: center;">540 mm</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td style="text-align: center;">600 mm</td> <td style="text-align: center;">818 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso total</td> <td style="text-align: center;">65 kg</td> <td style="text-align: center;">80 kg</td> </tr> <tr> <td>Ancho de la cámara de desinfección</td> <td style="text-align: center;">415 mm</td> <td style="text-align: center;">415 mm</td> </tr> <tr> <td>Profundidad de la cámara de desinfección</td> <td style="text-align: center;">480 mm</td> <td style="text-align: center;">480 mm</td> </tr> <tr> <td>Altura de la cámara de desinfección</td> <td style="text-align: center;">375 mm</td> <td style="text-align: center;">375 mm</td> </tr> <tr> <td>Nivel sonoro medio</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><70 dB (A)</td> </tr> <tr> <td>Tipo de protección (según la norma IEC 60529)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">IP 20</td> </tr> <tr> <td>Marcado CE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Directiva relativa a los dispositivos médicos 93/42/CEE, classe IIb</td> </tr> </tbody> </table>	DONNÉES TECHNIQUES				Versión de mesa	Versión integrado bajo la encimera	Ancho	595 mm	595 mm	Profundidad con la puerta cerrada	540 mm	540 mm	Altura	600 mm	818 mm	Peso total	65 kg	80 kg	Ancho de la cámara de desinfección	415 mm	415 mm	Profundidad de la cámara de desinfección	480 mm	480 mm	Altura de la cámara de desinfección	375 mm	375 mm	Nivel sonoro medio	<70 dB (A)		Tipo de protección (según la norma IEC 60529)	IP 20		Marcado CE	Directiva relativa a los dispositivos médicos 93/42/CEE, classe IIb	
DONNÉES TECHNIQUES																																					
	Versión de mesa	Versión integrado bajo la encimera																																			
Ancho	595 mm	595 mm																																			
Profundidad con la puerta cerrada	540 mm	540 mm																																			
Altura	600 mm	818 mm																																			
Peso total	65 kg	80 kg																																			
Ancho de la cámara de desinfección	415 mm	415 mm																																			
Profundidad de la cámara de desinfección	480 mm	480 mm																																			
Altura de la cámara de desinfección	375 mm	375 mm																																			
Nivel sonoro medio	<70 dB (A)																																				
Tipo de protección (según la norma IEC 60529)	IP 20																																				
Marcado CE	Directiva relativa a los dispositivos médicos 93/42/CEE, classe IIb																																				
FINALIDAD	Protección personal.																																				
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.																																				
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.																																				