

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de publicación: 19/09/2012  
Número de FDS: 32-034.5  
Fecha de revisión: 04/10/2012  
Número de revisión: 4

## Ultradent® 18% EDTA

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Solución Ultradent® 18% EDTA

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular

**CODIGO/PARTE DEL PRODUCTO:** ET/66009

**FABRICANTE:**

Ultradent Products, Inc.  
505 W. 10200 S.  
South Jordan UT 84095

**RESPONSABLE COMERCIALIZACIÓN EN EUROPA:**

UP Dental GmbH  
Am Westhoyer Berg 30  
D-51149 Köln  
Tel: +49 -(0) 2203-35-92-0

**NÚMERO DE EMERGENCIA 24 HORAS**

(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

### 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	CAS	EINECS	Clasificación	Contenido %
EDTA Sal Tetrasódica	64-02-8	200-573-9	Xi; R 36/37/38	18

(El texto completo de las frases R se encuentra en la sección 16)

### 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

**DESIGNACIÓN DE PELIGROS**

"Xi" – Irritante

R36/38: Irrita los ojos y la piel

**EN CASO DE EMERGENZIA**

**APARIENCIA FISICA:** Gel

**EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD:**

**OJOS:** R36 – Irrita los ojos.

**PIEL:** Puede causar ligera irritación.

**INGESTIÓN:** Irritación de la boca, garganta y estómago.

**INHALACIÓN:** No se esperan.

### 4. PRIMEROS AUXILIOS

**OJOS:** Lavar inmediatamente con abundante agua. Consulte a su médico si la irritación persiste.

**PIEL:** Lavarse la piel con agua y jabón. Consulte con su médico si la irritación persista o aparece.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT<sup>®</sup>**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de publicación: 19/09/2012  
Número de FDS: 32-034.5  
Fecha de revisión: 04/10/2012  
Número de revisión: 4

## Ultradent® 18% EDTA

**INGESTIÓN:** Ingiera grandes cantidades de agua. NO induzca vomito. Consulte con su médico si la ingesta ha sido en grandes cantidades.

**INHALACIÓN:** No se requiere un tratamiento específico ya que el material no es peligroso si se inhala. Si se produce una exposición a niveles excesivos de polvo o gases, lleve a la persona afectada a un lugar con aire puro y consiga asistencia médica en caso de que aparezcan síntomas como tos u otros

### 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

**PROCEDIMIENTOS CONTRA INCENDIOS:** General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra incendios. Utilizar un aparato de respiración autónomo cuando el producto esté involucrado en un incendio.

**EQUIPO CONTRA INCENDIOS:** Espuma. Químico seco. Dióxido de carbono (CO2)

### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**VERTIDO PEQUEÑO:** Limpie el vertido inmediatamente, siga los consejos de la sección de Equipos de Protección.

**VERTIDO GRANDE:** Absorber con un material inerte no combustible; luego, enjuagar el área con agua

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**MANIPULACIÓN:** Utilice el equipo de protección adecuado

**ALMACENAMIENTO:** Temperatura Ambiente.

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

#### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

**OJOS Y CARA:** Use protección ocular.

**PIEL:** S36/37: Use indumentaria y guantes de protección adecuados.

**SISTEMA RESPIRATORIO:** Una buena ventilación general seria suficiente para tener bajo control los niveles de partículas en el aire

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**ESTADO FÍSICO:** Líquido.

**OLOR:** Inodoro o sin un particular olor.

**APARIENCIA:** Claro

**COLOR:** Incoloro

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**ESTABILIDAD:** Si

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT<sup>®</sup>**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de publicación: 19/09/2012  
Número de FDS: 32-034.5  
Fecha de revisión: 04/10/2012  
Número de revisión: 4

## Ultradent® 18% EDTA

**POLIMERIZACION PELIGROSA:** No

**CONDICIONES A EVITAR:** Ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIONES PELIGROSAS:** Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidróxido de sodio y amoníaco.

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**EFFECTOS EN LOS OJOS:** Irritante para los ojos.

**EFFECTOS SOBRE LA PIEL:** Puede causar ligera irritación.

### 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**DATOS MEDIOAMBIENTALES:** Información no disponible. Contactar Dept. Medioambiente.

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESIDUOS

**MÉTODO DE ELIMINACIÓN:** Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003).

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**TRANSPORTE TERRESTRE (ADR/RID)**  
**CLASIFICACIÓN DE RIESGO:** Sin clasificar

**TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)**  
**CLASIFICACIÓN RIESGO:** Sin clasificar

**TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)**  
**CLASIFICACIÓN DE RIESGO:** Sin clasificar

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**COMUNIDAD EUROPEA**

#### SÍMBOLO DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CEE



“Xi” – Irritante  
R36/38: Irritación de ojos y piel.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de publicación: 19/09/2012

Número de FDS: 32-034.5

Fecha de revisión: 04/10/2012

Número de revisión: 4

## Ultradent® 18% EDTA

### 16. OTRA INFORMACIÓN

#### FRASES R RELEVANTES

**R36/37/38:** Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

**ELABORADO POR:** Anu Kattoju

**RESUMEN DE REVISIÓN:** This MSDS replaces the 8/30/2007 MSDS. Revised: **Section 1:** Date Issued, PREPARED BY, PRODUCT CODE/PART #. **Section 2:** EMERGENCY OVERVIEW - PHYSICAL APPEARANCE POTENTIAL HEALTH EFFECTS -INHALATION. **Section 4:** INHALATION. **Section 8:** PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - RESPIRATORY. **Section 11:** EYE EFFECTS.

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL:** Utilizar según las indicaciones. Las informaciones y recomendaciones provienen de fuentes ( las fichas de datos de seguridad de las materias primas y el conocimiento del fabricante) que se consideran precisas; sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de estas informaciones ni la adecuación de las recomendaciones, y no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño derivado. El usuario debe revisar estas recomendaciones, en el contexto específico del uso previsto, y determinar si son apropiadas.