

# CAMILLA DENTAL PORTÁTIL

Ref. 276AA



**BADER**<sup>®</sup>

Parque Empresarial Porto do Molle  
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España  
[www.bader.es](http://www.bader.es) · [info@bader.es](mailto:info@bader.es) · +34 986 190 307

# CAMILLA DENTAL PORTÁTIL

La unidad dental transportable de la marca Bader está adaptada a las necesidades más exigentes del sector dental. Su portabilidad es práctica, sencilla y cómoda. Además permitirá tanto a odontólogo como a paciente una perfecta ergonomía que le ayudará a desempeñar correctamente su labor.

## 1. Tapicería.

La unidad dental dispone de un respaldo completamente ajustable de 90 a 160 grados. La silla dispone de seis posiciones regulables en altura. El reposapiés permite el confort total del paciente. La silla incluye apoyabrazos. El tapiz es azul.

## 2. Construcción en aluminio.

Todo el cuerpo de la unidad dental está fabricado en aluminio. Su resistencia a la corrosión y al agua es un elemento clave para alargar la vida del producto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Dimensiones</b>	(183-100)x60x(55-72) cm
<b>Peso</b>	25kg
<b>Voltaje de la lámpara</b>	50W - 12V

## 3. Cabezal ajustable.

Una de las ventajas de la silla transportable Bader® es que tiene el cabezal ajustable y regulable el altura. Esto permitirá adaptarse al paciente para hacerlo sentirse lo más cómodo posible. Al no disponer de un cabezal estático, su ajustabilidad aporta un gran confort.

## 5. Lámpara LED y bandeja.

Desde Bader® ofrecemos la incorporación de una lámpara de iluminación LED, lo que permitirá ubicar la silla en cualquier lugar aunque sea oscuro. La lámpara es de luz fría.

