
	FICHA TÉCNICA	TDS_097Pro
	BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE	06/2021
	PROCLINIC	Versión: 01

FICHA TÉCNICA

BANDAS MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE PROCLINIC		
REFERENCIAS	65870: 0,03 x 5 mm (3 m) 65871: 0,03 x 6 mm (3 m) 65872: 0,03 x 7 mm (3 m)	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Dr. Hopf GmbH & Co. KG Bayernst. 9. 30855 Langenhagen. Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Las bandas matrices se fabrican con acero inoxidable y tienen 3 metros de longitud.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
ESPECIFICACIONES	Grosor: 0,03 mm Anchura: 5,0, 6,0, 7,0 mm Longitud: 3,0 m	
ENVASE	Envase con un rollo de banda matriz	
VIDA ÚTIL	N.A.	
USO PREVISTO	Para uso dental. Las bandas de matriz reemplazan una o más paredes ausentes del diente y son ideales para promover el contorno proximal y mantener el punto de contacto, siendo suficientemente rígidas para que no se suelten durante la fijación de la amalgama o la inserción del material restaurador. Envuelven el diente, formando una pared proximal.	
INSTRUCCIONES DE USO	(a) Rodear el diente con la banda matriz para reemplazar la pared ausente. (b) Aplicar la amalgama o resina dental y extraer la banda matriz.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto exclusivo para uso odontológico por profesionales debidamente capacitados. Producto no estéril. Esterilizar, antes del uso, de acuerdo con el procedimiento estándar.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	