




FICHA TÉCNICA	Código: TDS_001
CAJAS PARA PRÓTESIS Y ORTODONCIA	FECHA: 24/02/2016
BESTDENT	Versión: 01

PRODUCTO	CAJAS PARA PRÓTESIS Y ORTODONCIA BESTDENT	
REFERENCIA	Grandes 68593 Pequeñas 68594	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CORIS ARMITAL SL PLAZA XAROL, NUM 26-28 POL. IND. LES GUIXERES 08915 BADALONA, SPAIN	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Cajas para prótesis y ortodoncia fabricadas en polipropileno (libre de látex). Se suministran en 6 colores diferentes: ROJO, ROSA, NARANJA, AZUL, VERDE, PISTACHO	
ESPECIFICACIONES	Material: POLIPROPILENO Grandes: 72x42x82 mm Pequeñas: 72x29x76 mm	
EMBALAJE	Cajas de 24 unidades. Medidas del envase grande: largo 327mm x 132mm ancho x 170mm Medidas del envase pequeño: largo 311mm x alto 94mm x ancho 153mm	
CADUCIDAD	N/A	
FINALIDAD	Cajas para guardar prótesis y ortodoncia.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento. Mantenimiento: lavar con agua y jabón frecuentemente.	

N/A: No Aplicable

Vº Bº TÉCNICO RESPONSABLE
M ANGELES BRAVO

	TECHNICAL DATA SHEET	CODE: TDS_001
	Prostheses and orthodontic BOXES	DATE: 24/Feb/16
	BESTDENT	VERSION: 01

PRODUCT	Prostheses and orthodontic boxes	
REFERENCE	Large 68593 Small 68594	
COMPANY	CORIS ARMITAL SL PLAZA XAROL, NUM 26-28 POL. IND. LES GUIXERES 08915 BADALONA, SPAIN	
PRODUCT DESCRIPTION	Prostheses and orthodontic boxes Supplied in 6 different colors: RED, PINK, ORANGE, BLUE, GREEN, PISTACHIO	
SPECIFICATIONS	Made of polypropylene (latex-free). Large: 72x42x82 mm. Small: 72x29x76 mm.	
PACKAGING	Packaging of 24 units. Measures of large: 327mm long. 132mm high. 170mm wide. Measures of small: 311mm long. 94mm high. 153mm wide.	
SHELF LIFE	N/A	
INTENDED OF USE	Boxes for dentures and orthodontics	
SECURITY	Avoid any mishandling.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	The product requires no special storage conditions. Maintenance: wash with soap and water.	