

CÁNULAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS AUTOCLAVABLES

Las cánulas de aspiración no estériles están fabricadas con un material de plástico muy resistente y vapor esterilizable hasta 135º

Este producto se puede usar más de una vez siempre que sea para el mismo paciente.

Disponible en color blanco y en las siguientes medidas:

- Mod. A: junta 11,0mm– longitud 14,5cm
- Mod. B: junta 16,0mm – longitud 13,0cm
- Mod. C: junta 16,0mm– punta cánula 7,0mm - longitud 13,5cm

Las cánulas autoclavables están fabricadas con un material de plástico muy resistente y vapor esterilizable hasta 135º

Disponible en color blanco en las siguientes medidas:

- adaptador nr.1: para transferir las cánulas con 11mm en terminales de 16mm
- adaptador / reductor nr.2: para transferir las cánulas con 11mm, aspira-salivas desechables y puntas con 4.8mm en terminales con 16mm.
- adaptador / reductor nr.3: para aspira-salivas desechables y cánulas de 8.4mm y terminales de 11mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
CANNULE MOD.A	cánula mod. A	10 unidades/caja
CANNULE MOD.B	cánula mod. B	10 unidades/caja
CANNULE MOD.C	cánula mod. C	3 unidades/caja

Las cánulas es un producto sanitario de clase I (con Certificado Ministerial y Dossier Técnico nº 12-I-CE-CNN-02 con fecha 08.03.2005) y conforme con la Directiva 93/42/CEE.

Informamos al usuario final que la cánula debe mantenerse en caja y almacenar el producto en un lugar seco; si se almacena en las condiciones indicadas, no caduca.

Las cánulas se han verificado en MIL-STD 105E basado en AQL 0,65 S.I.L S-2 para controles funcionales y dimensionales y AQL 1,5 G.I.L para controles visuales. AQL significa "Nivel de Calidad Aceptable" y para todas las unidades de cada lote se ha comprobado "x" los productos con un especial y estricto criterio.