
	FICHA TÉCNICA	SHOFU
	FRESAS PORCELANA	-0307-

PRODUCTO	KIT PORCELANA SURTIDO	
REFERENCIA	69200	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SHOFU INC 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine. Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan./ SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive 1225, San Marcos, California, 92078-4059-USA	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Kit de Fresas para restauración dentaria de acero inoxidable recubierto con porcelana.	
ESPECIFICACIONES	<p>El juego contiene</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 puntas Dura-White para los retoques 3 pulidores Ceramisté Standard para el pulido preliminar 3 pulidores Ultra (banda amarilla) para pulir 3 pulidores Ultra II (banda blanca) para el pulido de alto brillo 	
EMBALAJE	Fresero contenido en caja con 12 unidades.	
CADUCIDAD	NA	
FINALIDAD	Este juego está diseñado para realizar en clínica retoques de dientes naturales o de porcelana y para pulir las superficies retocadas a alto brillo.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	<p>Las puntas Dura-White y las puntas Ceramisté puede esterilizarse en el autoclave para su reutilización.</p> <p>No superar nunca las velocidades de rotación máximas recogidas en</p>	

	FICHA TÉCNICA	SHOFU
	FRESAS PORCELANA	-0307-

	las instrucciones de uso que acompañan al producto.
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Proteger los productos de rayos ultravioletas y del calor. Almacenar todos los instrumentos en un lugar seco y limpio. No almacenar en la misma habitación que otros solventes o productos químicos.