
	FICHA TÉCNICA	TDS_099Pro
	RESINA AUTOPOLIMERIZABLE	06/2021
	PROCLINIC	v. 01

FICHA TÉCNICA

RESINA AUTOPOLIMERIZABLE PARA CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES PROCLINIC		
REFERENCIAS	69400: color A2 69401: color A3	
FABRICANTE	G-Pharma 35, avenue du Gros Chêne B.P. 10279 Herblay 95617 Cergy-Pontoise · Cedex, Francia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Resina autopolimerizable para la fabricación de puentes y coronas provisionales.	
COMPOSICIÓN	Las resinas contienen una matriz resinosa de metacrilato y rellenos minerales.	
CARACTERÍSTICAS	Tiempo de trabajo + tiempo de fraguado intraoral: 2' 25" – 2' 40"	
ENVASE	Cartucho dual de 50 ml + 10 cánulas mezcladoras.	
USO PREVISTO	Para uso dental en la fabricación de puentes y coronas provisionales.	
VIDA ÚTIL	24 meses, conservado en las condiciones de almacenamiento adecuadas.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Utilizar gafas de protección, mascarilla, ropa apropiada y guantes. Se recomienda el uso de gafas de protección en los pacientes. El producto contiene metacrilatos polimerizables que pueden irritar la piel, ojos y la mucosa oral, pudiendo causar dermatitis de contacto alérgica en pacientes susceptibles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No exponer los materiales a temperaturas elevadas o luz intensa. Conservar a una temperatura no superior a 25°C.	