

orthoprint[®]

ORTHODONTIC APPEAL



Clinical
Orthodontic Alginate

Zhermack[®]
CLINICAL

orthoprint

El primer alginato extra rápido para ortodoncia.


APLICACIONES CLÍNICAS

El alginato *sin polvo* de toma en boca extra rápida utilizado en los siguientes casos clínicos:

- impresiones en general
- modelos realizados en clínica
- antagonistas en prótesis fija y removible

CARACTERÍSTICAS

- Alginato *altamente elástico*
- Tiempos de *elaboración y toma extra rápidos*
- *Tixotrópico*
- **Aroma: vainilla**, antinausea natural, reduce el reflejo emético



30"




1'05"



45"

orthoprint®



VENTAJAS

- **Rápida absorción** del agua
- **Facilidad de mezcla**
- Superficies *lisas y compactas*
- **Larga conservación** de las impresiones
- **Garantía: 5 años**

DATOS TÉCNICOS

Tiempo de mezcla	30"
Tiempo de trabajo*	1' 05"
Tiempo de permanencia en la cavidad oral	45"
Tiempo de fraguado	1' 50"
Recuperación elástica	98%
Deformación permanente	11%
Resistencia a la compresión	1,2 MPa

* A partir del inicio de la mezcla



Confecciones

C302145 ORTHOPRINT	1 base de 500 g
C302161 ORTHOPRINT INTRO KIT	1 bote con 2 bolsas de 500 g + set medidores
C302171 ORTHOPRINT	1 sobre monodose de 18 g
C302240 TROPICALGIN	1 base de 453 g
C302242 TROPICALGIN INTRO KIT	1 bote con 2 bolsas de 453 g + set medidores
C302245 TROPICALGIN	1 sobre monodose de 18 g
C302070 HYDROGUM 5	1 base de 453 g
C302071 HYDROGUM 5 INTRO KIT	1 bote con 2 bolsas de 453 g + set medidores
C302075 HYDROGUM 5	1 sobre monodose de 21 g
C302025 HYDROGUM	1 base de 500 g
C302041 HYDROGUM INTRO KIT	1 bote con 2 bolsas de 500 g + set medidores
C302051 HYDROGUM	1 sobre monodose de 18 g
C302060 HYDROGUM SOFT	1 base de 453 g
C302044 HYDROGUM SOFT	1 sobre monodose de 18 g
C302205 NEOCOLLOID	1 base de 500 g
C302221 NEOCOLLOID INTRO KIT	1 bote con 2 bolsas de 500 g + set medidores
C302230 NEOCOLLOID	1 sobre monodose de 18 g
C302086 PHASE PLUS	1 base de 453 g
C302111 PHASE PLUS	1 sobre monodose de 18 g

Aparatos

C303230	ALGHAMIX II Mezclador automático para alginato (230 V)*
C303215	ALGHAMIX II Mezclador automático para alginato (115 V)*

Accesorios

C300990	ESPÁTULA PARA ALGINATOS bolsa 6 espátulas
C300992	TAZA DE GOMA
C300960	LONG LIFE BAG paquete 100 bolsitas
C400431	ALGITRAY LIQUID Detergente para la remoción de alginato de la cubeta. Botella de 2 l
C400430	ALGITRAY POWDER bote de 1 kg + medidor
C300900	1 kit de medidores para Hydrogum 5 (1 medidor agua + 1 medidor polvo)
C300910	1 kit de medidores para alginatos (1 medidor agua + 1 medidor polvo)

Accesorios Aparatos

XR0250600	Taza para alginato 350 cc celeste
XR0250601	Taza para alginato 350 cc naranja
XR0250602	Taza para alginato 350 cc azul
XR0250603	Taza para alginato 350 cc verde
XR0250604	Taza para alginato 350 cc blanco
XR0250606	Taza para alginato 350 cc gris
XR0250650	Taza para yeso 600 cc gris
C300990	Espátulas colores, 6 unidades
C303030	Disco para mezcla de siliconas
XR0250670	Block de mezcla 20 hojas
C207200	Espátula para mezcla de siliconas

BRANCH

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermack.com

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661-4195
Tel. +1 (877) 819-6206
+1 (732) 389 8540
Fax +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - 07870 690811
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

FRANCE
Tel. 0800 - 915083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 - 2601777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com