

# Mascarilla facial desechable de Ambu®



## Principales ventajas

- Mascarilla transparente para poder observar fácilmente el estado del paciente
- Mascarilla con espacio para poner el pulgar y facilitar el agarre
- Manguito blando, con forma y lleno de aire para proporcionar un sellado hermético en la cara del paciente
- Se suministra con una anilla transparente, que puede extraerse fácilmente en caso necesario
- El concepto de uso en un solo paciente reduce el riesgo de una infección cruzada
- Todos los tamaños se suministran envasados individualmente, no estériles, en paquetes de 20 unidades
- Material sin ftalatos

## Mascarilla facial desechable de Ambu®

### Descripción

La mascarilla facial desechable se ha diseñado con la forma anatómica adecuada para oxigenar y ventilar al paciente.

La mascarilla facial se presenta en 6 tamaños distintos para garantizar la disponibilidad de una mascarilla que se adapte a cada paciente.

### Funciones

Esta mascarilla facial solo puede usarse en un único paciente y se suministra con o sin válvula de inflado. La mascarilla facial dispone de un espacio para poner el pulgar y facilitar su agarre, proporcionando al mismo tiempo un sellado hermético.

La forma de la mascarilla garantiza un espacio suficiente en el interior para la boca y la nariz, incluso al aplicar presión en la mascarilla.

## Especificaciones de pedido

Ref.	Modelo
000 252 051	Mascarilla facial desechable de Ambu para neonatos
000 252 052	Mascarilla facial desechable de Ambu para bebés
000 252 053	Mascarilla facial desechable de Ambu para niños de 1 a 3 años
000 252 054	Mascarilla facial desechable de Ambu de talla pequeña para adultos y niños
000 252 055	Mascarilla facial desechable de Ambu de talla mediana para adultos
000 252 056	Mascarilla facial desechable de Ambu de talla grande para adultos
000 252 951	Mascarilla facial desechable de Ambu con válvula de inflado para neonatos
000 252 952	Mascarilla facial desechable de Ambu con válvula de inflado para bebés
000 252 953	Mascarilla facial desechable de Ambu con válvula de inflado para niños de 1 a 3 años
000 252 954	Mascarilla facial desechable de Ambu con válvula de inflado de talla pequeña para adultos y niños
000 252 955	Mascarilla facial desechable de Ambu con válvula de inflado de talla mediana para adultos
000 252 956	Mascarilla facial desechable de Ambu con válvula de inflado de talla grande para adultos



Mascarillas faciales desechables de Ambu con válvula de inflado

## Materiales

Producto	Sin ftalatos	Material
Mascarilla	SÍ	PVC
Manguito	SÍ	PVC
Válvula de inflado	SÍ	Polycarbonato
Embalaje	Cantidad	Material
Bolsa	1	PP (polipropileno)
Caja	20	Cartón



Mascarillas faciales desechables de Ambu conectadas a Ambu SPUR II

## Talla

Ref.	Modelo	Peso	Diámetro Interno
Sin válvula			
000 252 051	Nº 00 - Neonatos	9 g	30.5 x 36.4
000 252 052	Nº 1 - Bebés	14 g	40.3 x 49.7
000 252 053	Nº 2 - Niños de 1 a 3 años	25g	45.4 x 52.5
000 252 054	Nº 4 -Talla pequeña de niños / adultos	33g	50 x 60.9
000 252 055	Nº 5 -Talla mediana de adultos	47 g	61.4 x 78.3
000 252 056	Nº 6 -Talla grande de adultos	49g	42.4 x 90.4
Con válvula			
000 252 951	Nº 00 - Neonatos	10 g	30.5 x 36.4
000 252 952	Nº 1 - Bebés	15 g	40 x 51.2
000 252 953	Nº 2 - Niños de 1 a 3 años	26 g	46.2 x 54.4
000 252 954	Nº 4 -Talla pequeña de niños / adultos	34 g	49.9 x 61.8
000 252 955	Nº 5 -Talla mediana de adultos	48 g	61.5 x 79.4
000 252 956	Nº 6 -Talla grande de adultos	50 g	61.6 x 90.6

### Firma Ambu S.L

C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.º dcha.  
28027 Madrid  
Tel. +34 91 411 68 30  
ayuda@ambu.com  
www.ambu.es

