

# MASCARILLA DE OXIGENO "ECOLITE" CON VENTURI REGULABLE MULTIOX

Este dispositivo Venturi regulable permite elegir entre siete concentraciones de oxígeno (26-50 %), ajustando el suministro de oxígeno al porcentaje prescrito.

## MASCARILLA "ECOLITE" LIBRE DE PVC

El nuevo material ecológico y ligero, minimiza el impacto ambiental y aligera su peso aumentando el confort.

## COMPLETAMENTE TRANSPARENTE

No enmascara la coloración de la piel y labios del paciente.



## INODORA Y SUAVE, CON REBORDE FACIAL SILICONADO

Se incrementa el ajuste facial y se reduce la presión sobre la piel del paciente.

## SISTEMA DE AJUSTE NASAL INTEGRADO

Se evita el uso de pinza metálica y se minimiza el riesgo de fugas independientemente de la morfología del paciente.

## DOBLE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO FACIAL

Puede ajustarse por encima o por debajo de la barbilla, adaptándose a un mayor rango de anatomías.

## BANDAS ELÁSTICAS POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LA OREJA

Más cómodo para el paciente y menor riesgo de daños por rozamiento.

## CONEXIONES ESTÁNDAR

Conexión de mascarilla 22 macho y de venturi 22 hembra compatibles entre sí y con otros dispositivos estándar, dando flexibilidad a la hora de cambiar de terapia (oxígeno, aerosoles y humidificación).

## GRAN PRECISIÓN

Las concentraciones de oxígeno suministradas son muy precisas, cumpliendo con la Normativa Europea EN 13544-3:2001.

## SEGURO Y FÁCIL DE UTILIZAR

El mecanismo de Multiox, consta de una única pieza, en la que mediante un sencillo movimiento de girar y tirar se pueden administrar las siete concentraciones (26%, 28%, 31%, 35%, 40%, 45% y 50%).

No requiere elementos auxiliares para su funcionamiento, por lo que se evita el riesgo de pérdidas de piezas o desconexiones.

## FLUJOS RECOMENDADOS PARA CADA CONCENTRACIÓN

Incluye recomendación de flujo óptimo, impresa en el dispositivo junto a cada concentración.



REF.	DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA
I1117015	Mascarilla de adulto "EcoLite" con Multiventuri y línea de oxígeno 1.8m	80
I1118005	Mascarilla pediátrica "EcoLite" con Multiventuri y línea de oxígeno 1.8m	40
I1200007	Mascarilla de traqueostomía "EcoLite" con Multiventuri y línea de oxígeno 1.8m	30

IN-149 Mascarilla multiventuri 25/09/19