



# CÁNULAS GUEDEL

## DISEÑADAS EN UNA SOLA PIEZA



### SEGURIDAD Y DISEÑO

Fabricadas en una sola pieza para minimizar el riesgo de rotura por mordida.

### AMPLIA GAMA

Disponibles en 9 tamaños para mantener abierta la vía aérea de cualquier tipo de paciente.

### MATERIAL TRANSLÚCIDO

Permite visualizar posibles obstrucciones durante la utilización del dispositivo.

### CON CÓDIGO DE COLORES

Para una rápida identificación del tamaño usado.

### EXTREMO FLEXIBLE ATRAUMÁTICO

Minimiza el riesgo de lesiones al paciente.

### CONFORMES CON LA NORMA ISO 5364

Para los Sistemas Orofaríngeos, en cuanto a sus valores de flexibilidad y resistencia.

### TAMAÑOS AJUSTADOS A LA NORMATIVA ISO

### ENVASADAS INDIVIDUALMENTE

### PRODUCTO ECOLÓGICO LIBRE DE PVC



| REFERENCIA | TAMAÑO ISO (CM) | TAMAÑO TRADICIONAL | COLOR | UNIDADES |
|------------|-----------------|--------------------|-------|----------|
| I1000035   | 3.5             | 000                |       | 100      |
| I1100050   | 5.0             | 00                 |       | 100      |
| I1110055   | 5.5             | 0                  |       | 100      |
| I1111065   | 6.5             | 1                  |       | 80       |
| I1111570   | 7.0             | 1.5                |       | 100      |
| I1112080   | 8.0             | 2                  |       | 100      |
| I1113090   | 9.0             | 3                  |       | 80       |
| I1114100   | 10              | 4                  |       | 80       |
| I1115120   | 12              | 5                  |       | 70       |

IN-48 Canula Guedel 26/03/2010