

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre
NIF
Fabricante/Distribuidor

ETHICON SURGERY CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.)
A/28218675
DISTRIBUIDOR

**ETHIBOND[®]
EXCEL**
White Braided/
Green Braided
Polyester Suture



DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

Producto

ETHIBOND EXCEL
W6936

Indicaciones

La sutura de ETHIBOND[®] EXCEL está indicada en la aproximación general de tejidos blandos y/o ligaduras, incluyendo su uso en procedimientos oftálmicos.

Descripción

Está compuesta de poli(etilentereftalato). La fórmula molecular empírica del polímero es (C₁₀H₈O₄)_n. La sutura está recubierta con polibutilato que actúa como lubricante para mejorar sus cualidades mecánicas y facilitar el paso a través del tejido y las cualidades generales de manipulación de la sutura.

Modo de uso

Produce una mínima inflamación inicial de los tejidos, seguida por un recubrimiento gradual de la sutura por tejido fibroso conectivo. Estudios de implantación en animales demuestran que no hay disminución significativa de la resistencia de la sutura de poliéster con el tiempo.

Contraindicaciones

No se conocen.

Advertencias

Los usuarios deben conocer las técnicas de manipulación y de anudado de las suturas no absorbibles antes de usar el ETHIBOND[®] EXCEL para cerrar lesiones, ya que el riesgo de dehiscencia de la lesión puede variar dependiendo del lugar de aplicación y el tipo de sutura que se use. Tal como sucede con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de cualquier sutura con las soluciones salinas, como las que se encuentran en el tracto urinario o biliar, puede dar como resultado la formación de cálculos.

Referencias del producto

Referencia del fabricante
Referencia del distribuidor
Marca comercial

W6936
W6936
ETHIBOND EXCEL



Atributos y medidas

Longitud del hilo
Longitud Aguja
Nº Aguja
Calibre del hilo
Tipo Aguja
Fuerza tensil
Curvatura
Color
Tiempo de absorción
Método de esterilización
Aplicaciones

90 cm
17 mm
2
3-0
Tapercut
Permanente
1/2c
Verde
No Absorbible
Irradiación u Oxido de etileno.
Las suturas deben seleccionarse e implantarse dependiendo del estado del paciente, de la experiencia quirúrgica, de la técnica quirúrgica y del tamaño de la herida.

Datos logísticos

Conservación
Caducidad
Envasado
Tipo embalaje
Peso bruto
Anchura
Altura
Profundidad
Garantía de Calidad

menos de 25° C, alejadas de la humedad y del calor directo. No usar después de la fecha de caducidad.
5 años
Sobre individual
Caja de 12 unidades
150 grs
6,4cm
5,9cm
14cm
MARCADO CE