

Codice Articolo – Ref.:**0660-1***Code***Descrizione**

Pinzette per membrana (10.5 cm)

Product Description*Membrane holding tweezers (10.5 cm)***Materiale di
produzione**Punte realizzate in acciaio;
manico in materiale plastico con anima in metallo leggero**Manufacture***Instrument tips made of steel;
handle made of plastic material with core of light metal***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization
& Duration***Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece*

Stoccaggio**Storage**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources

Prodotto da**Produced by**

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)