

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**PRODUCTOS Y FORMATOS****Producto: Crema dental FORAMEN Carbon Activo (Charcoal)**

9811-9812

Condiciones de almacenamiento: Lugar cerrado, protegido de la luz solar. Condiciones de temperatura normales.**Caducidad:** 5 años.**Proveedor:** VAT - ID - NR - CIF: ES B 39308416**Sistema de codificación del lote:** Un lote de fabricación diferente por cada orden de fabricación (bajo las mismas condiciones de fabricación y con los mismos materiales).

La trazabilidad queda registrada desde las materias primas a lo largo de todo el proceso de fabricación, y hasta la identificación de la localización de los lotes en los locales de los clientes. El número del lote está localizado en la base del envase.

Descripción del lote (tamaño del lote de producción): Entre 5.000 y 50.000 unidades, dependiendo del tamaño de los pedidos (posibilidad de establecer un tamaño máximo, si se requiere).**DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR****Dirección:** Polígono Industrial Guarnizo, Parcela 8. 39611 - Guarnizo (Cantabria) - ESPAÑA**Tel:** 942 32 12 73**Fax:** 942 32 12 96**INGREDIENTES O LISTA DE COMPONENTES (a declarar en el etiquetado)**

* Ver página 2 para la lista de materiales detallada

CONTIENE:

Sodium Fluoride

TAMAÑOS Y FORMATOS

* Ver página 4 para datos de envasado detallados

APROBADO

18/04/2018

PROVEEDOR

FORAMEN, S.L.

FORMULACIÓN	
Producto: Crema dental FORAMEN Carbon Activo (Charcoal)	9811-9812

INGREDIENTES		
DENOMINACIÓN INCI	DENOMINACIÓN GENÉRICA	FUNCIÓN
AQUA	AGUA	DISOLVENTES
SORBITOL	SORBITOL	HUMECTANTES
HYDRATED SILICA	SILICA	CONTROL VISCOSIDAD / ABRASIVO
GLYCERIN	GLICERINA	HUMECTANTES
PEG-12	POLIETILENGLICOL 600	HUMECTANTES / DISOLVENTES
SODIUM LAURYL SULFATE	LAURIL SULFATO SODICO	SURFACTANTE
XANTHAN GUM	GOMA XANTANA	CONTROL VISCOSIDAD
AROMA	AROMA	AROMA
PENTASODIUM TRIPHOSPHATE	TRIPOLIFOSFATO SODICO	BLANQUEADOR
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE	PIROFOSFATO TETRAPOTASICO	QUELANTE / AGENTE DE CUIDADOS ORALES
CHARCOAL POWDER	BAMBOO CHARCOAL POWDER	ABSORVENTE / OPACIFICANTE / ABRASIVO
SODIUM FLUORIDE	FLUORURO SODICO	AGENTE DE CUIDADOS ORALES / ANTIPLACA
SODIUM BENZOATE	BENZOATO SODICO	CONSERVANTE
TITANIUM DIOXIDE	DIOXIDO DE TITANIO	OPACIFICANTE
CITRIC ACID	ACIDO CITRICO ANHIDRO	PH - CONTROL
SODIUM SACCHARIN	SACARINA SÓDICA	EDULCORANTE
LIMONENE		

Hojas de datos de seguridad de las materias primas pueden suministrarse si son requeridos;

APROBADO	PROVEEDOR
18/04/2018	FORAMEN, S.L.

ANÁLISIS EN PRODUCTO TERMINADO			
Producto: Crema dental FORAMEN Carbon Activo (Charcoal)			9811-9812

Parametro Evaluado	Método empleado	Valor teórico	Lab (I/E)
--------------------	-----------------	---------------	-----------

ESPECIFICACIONES TEST MICROBIOLÓGICO			
--------------------------------------	--	--	--

Aerobios totales mesófilos	Recuento en placa	0 - 100 UFC/g	Externo
<i>Echerichia coli</i>	Recuento en placa	Ausencia /10g	Externo
<i>Staphylococcus aureus</i>	Recuento en placa	Ausencia /10g	Externo
<i>Candida albicans</i>	Recuento en placa	Ausencia /10g	Externo
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	Recuento en placa	Ausencia /10g	Externo

ESPECIFICACIONES TEST ORGANOLÉPTICO			
-------------------------------------	--	--	--

Color	Sensorial / Visual	Gris oscura + Raya blanca	Externo
Sabor	Sensorial / Gustativo	Mentolado	Externo
Olor	Sensorial / Olfativo	Mentolado	Externo
Textura	Sensorial / Tactil	Homogenea sin grumos	Externo
Aspecto	Sensorial / Visual	Cremosa brillante opaca	Externo

ESPECIFICACIONES TEST FÍSICO-QUÍMICO			
--------------------------------------	--	--	--

Contenido en ion fluor	Electrodo ion positivo	1300 - 1500 PPM	Externo
pH SOL 10% agua	pH-metro / Patrones pH4 y pH7	5,5 - 7	Externo
Densidad	Picnometro/Balanza	1,2 - 1,35 GR/CC	Externo

Hojas de datos de seguridad de las materias primas pueden suministrarse si son requeridos;

APROBADO	PROVEEDOR
18/04/2018	FORAMEN, S.L.

ESPECIFICACIONES DEL PACKAGING (indicar para cada tamaño y formato diferente)			
Producto: Crema dental FORAMEN Carbon Activo (Charcoal)			9811-9812
	Descripción de cada artículo y composición	Dimensión (mm.)	Peso (g.)
Envase primario (envase interno) en contacto con el producto <i>Descripción y composición de cada artículo</i>	Tubo 75 ml. Complejo laminado con capa barrera de aluminio Impresión: 3 tintas	180 x 45 x 30	104
Unidad de venta (envase con etiqueta y cierre) Multipack	Folding blanco Poliéster plata Barniz UVI Impresión CUATRICROMIA + 2 tintas Pack x 1	190 x 47 x 30	116
Codificación del producto tipo: localización significado:	Etiqueta con Código EAN 8414601349109 y datos del fabricante en el cartón Impresión Tinta: Numero lote fase acondicionado y fecha de caducidad en estuche. Troquelado mecánico en tubo		
Extra Packaging (bandeja, retráctil, etc.)	Retráctil x 12 packs.	190 x 150 x 125	1390
Distribution Packs (embalaje, etc....)	Embalaje papel biclase marrón canal 3 x 6 retráctiles	400 x 320 x 220	8780
Codificación del envase de distribución tipo: localización significado:	Etiqueta con Código DUN-14 78414601349108 Según sea especificado Identificación del producto		
Transporte & Seguridad (pallets, retráctilado y protección) <i>Peso y dimensiones exactas incluido pallet</i>	Pallet retráctilado Adaptado a especificaciones del cliente		
Tipo de pallet	Europallet Otras opciones disponibles si se especifican		
APROBADO	PROVEEDOR		
18/04/2018	FORAMEN, S.L.		

TOTAL PROTECTION FORMULA

75 ml e (90g)

1241017

DEEP cleaning

CHARCOAL is very efficient against dental plaque, bad breath and stains on teeth.

Limpieza PROFUNDA

El **CARBÓN ACTIVO** se caracteriza por su eficacia en la eliminación de la placa bacteriana, el mal aliento y las **manchas en los dientes**.



Nettoyage PROFOND

Le **CHARBON ACTIF** est caractérisé par son efficacité dans l'élimination de la plaque bactérienne, mauvaise haleine et les **taches sur les dents**.

CONTAINS / CONTIENE / CONTIENT: Sodium Fluoride 0,3205%.

Ref. 349

INGREDIENTS: Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, PEG-12, Sodium Lauryl Sulfate, Xanthan Gum, Aroma, Pentasodium Triphosphate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Charcoal Powder, Sodium Fluoride, Sodium Benzoate, Titanium Dioxide, Citric Acid, Sodium Saccharin, Limonene.



NO INGERIR. DO NOT SWALLOW
NE PAS AVALER

For adults and children above the age of 8.
Para adultos y niños mayores de 8 años.
Pour adultes et enfants de plus de 8 ans.



PRECINTO DE GARANTÍA



Foramen S.L. Pol. Ind. de Guarnizo
39611 Cantabria (SPAIN)
www.foramen.es

Made in Spain

foramen
Crema Dental

foramen FLUOR
Crème Dentaire

CHARBON/ACTIF
Nettoyage profond et BLANCHEUR

foramen
Toothpaste

foramen FLUOR
CHARCOAL
Deep cleaning and
WHITENING
Toothpaste



foramen FLUOR
CARBÓN/ACTIVO
Limpieza profunda y BLANQUEANTE
Crema Dental

Diseño: 1241017 Fórmula: 9811+9812 Artículo: 3685

MARCA: FORAMEN Estuche CREMA CHARCOAL 75ml

FECHA: 25.01.2018

IMPRENTA Fondo PLATA

CMYK

BLANCO
Blue 072 C

foramen FLUOR
CHARCOAL
 Deep cleaning and
 WHITENING
Toothpaste

Contains / Contiene / Contient: Sodium Fluoride 0,3205%.
 DO NOT SWALLOW, NO INGERIR, NE PAS AVALER. For adults and children above the age of 8.
 Para adultos y niños mayores de 8 años. Pour adultes et enfants de plus de 8 ans.

foramen FLUOR
Crema Dental
CARBÓN/ACTIVO
 Limpieza profunda y BLANQUEANTE

Crème Dentaire CHARBON/ACTIF Nettoyage profond et BLANCHEUR **75 ml. e (90g)**

Foramen S.L. Pol. Ind. de Guarnizo,
 39611 Guarnizo-Cantabria (SPAIN)
 www.foramen.es
 Made in Spain

Diseño: **1151117** Fórmula: **9811+9812** Artículo: **3685**

MARCA: FORAMEN Tubo Crema Dental CHARCOAL 75ml

FECHA: 23.01.2018

IMPRENTA

- P. Blue 072 C
- NEGRO
- P. 877 C