


¿Rellenas o regeneras?

CEMENTACIÓN PRÓTESIS

PROTESIS	Preparación NO RETENTIVA	Preparación RETENTIVA
● Acondicionado	Porcelain Primer™ o Z-Prime™ Plus	Porcelain Primer™
● Cementado	Duo-Link Universal®	Theracem Ca
MUÑÓN	Preparación NO RETENTIVA	Preparación RETENTIVA
● Adhesión	All-Bond Universal®	Theracem Ca



Nueva generación de materiales restauradores regenerativos

Ahorra tiempo y dinero con el cemento autoadhesivo mejor valorado.



DENTAL ADVISOR
TOP AWARD
INNOVATIVE
CEMENT



Con nuestro nuevo cemento de resina **Theracem Ca** consigue un **doble objetivo**

CEMENTO AUTOADHESIVO


- No requiere ni ácido ni adhesivo
- Ideal en la cementación de restauraciones retentivas

CURADO DUAL EFICAZ

- Alto grado de conversión tanto en modo auto como foto
- Baja solubilidad y propiedades mecánicas excelentes
- Asegura una restauración fuerte y duradera


ALTAMENTE RADIOPACO

- Se identifica fácilmente para un diagnóstico rápido



FÁCIL LIMPIEZA

- Su formulación permite eliminar el exceso fácilmente



DISPENSACIÓN CON JERINGA AUTOMEZCLA

- Mezcla consistente para una dispensación inmediata
- No requiere refrigeración




1

Simplifica el procedimiento de cementado


2

Benefíciate de sus propiedades únicas




CONTIENE MDP

- Alta fuerza de adhesión a Zirconio y a la mayoría de sustratos sin necesidad de primer



LIBERACIÓN PROLONGADA DE CALCIO

- Estimula la formación de hidroxiapatita
- Remineraliza la dentina



pH ALCALINO

- Pasa de un pH ácido a alcalino en minutos
- Inhibe la proliferación bacteriana
- Protege la pulpa y la dentina



¿Rellenas o regeneras?



PREPARACIÓN CAVIDAD



**Protector pulpar/liner
TheraCal LC®**
Preserva la vitalidad pulpar
en un solo paso.



**Ácido grabador
Select HV® Etch**
Acondicionado seguro del sustrato a adherir,
sin derrames y sin dejar residuos.



**Adhesivo fotocurado
All-Bond Universal®**
Consigue un fuerte sellado
sin límites.



PERNO-MUÑÓN



**Adhesivo dual
Universal Primer™**
Consigue un fuerte sellado
sin necesidad de fotocurar.



**Composite de muñón dual
Core-Flo™ DC Lite**
La base perfecta de la
reconstrucción coronaria.



**Postes de fibra
Macro-Lock® Post X-R0® Illusion®**
Maximiza la retención de forma
minimamente invasiva.



IMPRESIÓN




**Alginatos
Algisol®**
Impresiones fiables con
clorhexidina



**Siliconas de adición
Detaseal® Hydroflow**
Reproducción precisa
de los detalles



**Registros de mordida
Greenbite Apple**
Con sabor agradable para
mejorar el confort del paciente



CEMENTACIÓN PRÓTESIS



**Cemento dual autoadhesivo
Theracem Ca**
Asegura una unión fuerte junto a una liberación prolongada
de calcio y un pH alcalino.



**Cemento dual
Kit Duo-Link Universal®**
Asegura una unión fuerte de todo
tipo de restauraciones indirectas

Distribuido por



Ctra. Sabadell a Granollers, km 14,5
Lliçà de Vall 08185 Barcelona (España)
T +34 938 609 500 - F +34 938 439 695



R.T.D.
3, rue Louis Néel
38120 St Egrève - France



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193 - U.S.A.



BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence - France



DETAX GmbH & Co. KG
Carl Zeiss-Str, 4
76275 Ettlingen - Germany

Contacta con nosotros:



902 464 272



www.inibsa.com



dental@inibsa.com

Síguenos en:

