


<b>DENTSPLY</b>	FICHA TÉCNICA	
	FUNDAS PROTECTORAS	

<b>PRODUCTO</b>	FUNDAS PROTECTORAS	
<b>REFERENCIA</b>	A880065	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Dentsply Sirona Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca, nº 111, planta 5, 08038 Barcelona	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO DENTAL	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	barrera de control de infecciones	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	La funda protectora está diseñado para ajustarse sobre instrumentos, mangueras y lámparas de polimerizar para evitar la contaminación cruzada	
<b>EMBALAJE</b>	Caja 500 uds	
<b>CADUCIDAD</b>	Sin fecha de caducidad	
<b>FINALIDAD</b>	Gracias a las fundas que hacen de barrera protectora, ahorrará tiempo entre pacientes sin necesidad de productos químicos de desinfección y tiempo de espera innecesario para activar los materiales desinfectantes.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	No contiene materiales peligrosos	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Mantener protegido de temperaturas elevadas y humedad	