



FICHA TÉCNICA

PSPIX PLACAS FÓSFORO		
REFERENCIAS	73201: TALLA 1 73165: TALLA 2	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Pol. Ind. Can Clapers - Avenida Principal Nº 11H 08181 SENTMENAT (Barcelona) Tel + 34 900 104 423 Fax + 34 937 153 229 E-mail : info.es@acteongroup.com www.es.acteongroup.com	
DESCRIPCIÓN	Placas de fósforo para el escaner digital PSPIX.	
COMPOSICIÓN	Fósforo fotoestimulable aplicado uniformemente sobre un medio plástico. Protegido por una capa superior en el superficie activa y sellada alrededor de los bordes.	
PRESENTACIÓN	6 unidades por envase.	
FINALIDAD	Grabar imágenes, obtener imágenes radiográficas.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar sin envolver, sin exponer a la luz ambiental, en la caja de almacenamiento suministrada. La caja debe mantenerse cerrado para evitar salpicaduras de polvo y / o líquido. Temperatura menor de 33 ° C / 80% de humedad relativa (sin condensación), protegido contra rayos X y luz ultravioleta.	

FICHA TÉCNICA

PSPIX IMAGIN PLATE		
REFERENCES	73201: SIZE 1 73165: SIZE 2	
MANUFACTURER	ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U. Pol. Ind. Can Clapers - Avenida Principal Nº 11H 08181 SENTMENAT (Barcelona) Tel + 34 900 104 423 Fax + 34 937 153 229 E-mail : info.es@acteongroup.com www.es.acteongroup.com	
DESCRIPTION	Phosphor plates for the PSPIX digital scanner.	
COMPOSITION	Photostimulable phosphor applied evenly on a plastic medium. Protected by a top coat on the active surface and sealed around the edges.	
PACKAGING	6 units per container.	
INTENDED USE	Record images, obtain radiographic images.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store unwrapped, out of ambient light, in the supplied storage box. The box must be kept closed to avoid splashing dust and / or liquid. Temperature less than 33 ° C / 80% relative humidity (without condensation), protected against X-rays and ultraviolet light.	