

## **HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO**

### **PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZACION**

#### **SECCION I: IDENTIFICACION QUIMICA**

Producto: Papel Crepado para envoltura de material para esterilización

Papel de Grado Médico de celulosa (60gr/m<sup>2</sup>) crepado verde



#### **SECCION II: COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES**

A: Papel crepado teñido en masa de color verde, cortado en formatos,

#### **SECCION III: IDENTIFICACION DE RIESGOS**

No existen riesgos asociados a la utilización de este producto

#### **SECCION IV: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

No aplicable.