

FORMACIÓN DE CLASE MUNDIAL

La variedad de aplicaciones para el láser dental sigue creciendo.

Gracias a la ciencia y la formación educativa operativa, el tratamiento con láser se puede aplicar con mayor facilidad.

Medency proporciona certificación láser con el apoyo de las mejores academias y universidades del campo. Aumente la confianza en las nuevas tecnologías y ofrezca lo más moderno en sus instalaciones.

PRIMO Dental Laser System



Medency Primo es un dispositivo médico CE con marca CE, de acuerdo con las directivas CEE para dispositivos médicos: Directivas CEE 93/42. Todos los productos de Medency están hechos en Italia.

Código
Longitud de onda / potencia*
Frecuencia
Modo de pulso
Rango de pulso
Clase médica/láser
Dimensiones/ Peso

LAMED00X.x
980nm @ 10W
810nm @ 7W
Up to 25 kHz
Continuo - Pulso múltiple
20µs up to 1s
IIB / 4
205x130x50mm / 1.5kg

**Modelos variables*

DISEÑADO PARA LA PRÁCTICA DENTAL INNOVADORA



PRIMO



CE
0476



MEDENCY Srl Piazza della Libertà 49
I-36077 Altavilla - Vicenza Italy
Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com



Watch video

SU PROVEEDOR LOCAL

Sólo para profesionales médicos. ©2018 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPDENS01

medency.com



Tecnología láser de diodo para dentistas e higienistas.

SIMPLEMENTE EXTRAORDINARIO

MEDENCY
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

El concepto de diseño de Medency se basa en una funcionalidad extrema que mantiene las líneas modernas y ergonómicas de los objetos.

EN SU NEGOCIO DEBE TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS.

Valor para su trabajo y consultorio.

- Unidad portátil que funciona con baterías y pedal inalámbrico.
- Botones anchos y con iconos distinguibles.
- Software intuitivo.
- Master Mode diseñado para expertos
- Configuración ajustable para todo tipo de tejido.
- Control de energía directa desde la pantalla principal
- Más de 30 protocolos establecidos incorporados.
- Procedimientos exclusivos en cirugía, implantología y cosmética.
- Fibra flexible, puntas ópticas y accesorios versátiles.
- Diseño ergonómico moderno que garantiza mayor eficacia.
- Elegante pieza de mano esterilizable en autoclave

PRIMO es la combinación perfecta entre la tecnología láser de diodo de última generación y la experiencia de MEDENCY en el campo dental.


PRIMO ofrece una multitud de aplicaciones como alternativa ideal a los métodos quirúrgicos convencionales como la electrocauterización y el bisturí. Gracias a su interfaz intuitiva, todos los dentistas podrán acceder a los beneficios de los láseres de diodo. Versatilidad de uso sin precedentes y bajos costos operativos.

Ideado, diseñado y fabricado con pasión y compromiso en Italia.



PRIMO

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS



Cirugía



Endodoncia



Periodoncia



Terapia



Implantología



Cosmética