

# Nuevo Combi Touch

La evolución  
de la profilaxis

mectron



# Combi Touch

## Unidad de profilaxis multifuncional

Aeropulidor y ultrasonidos en un único dispositivo

Más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones

Tratamiento supragingival con polvo de bicarbonato y eliminación de biofilm subgingival con polvo de glicina

## Unidad de ultrasonidos

### Maxima flexibilidad

- Pantalla táctil de cristal fácil de limpiar y desinfectar
- Pieza de mano de ultrasonidos con LED giratorio 360°
- Irrigación flexible: conexión a la red hídrica de la clínica o con bote de 500 ml
- Limpieza ultra delicada (función soft mode)
- Resultados óptimos en prótesis y conservadora gracias a la potencia pulsada (restauradora - nivel 5)
- Limpieza de surcos y sellado gracias a los exclusivos insertos



# Unidad aeropulidora

## Máxima ergonomía

- Un solo click para trabajar con polvo de bicarbonato y glicina en el mismo paciente
- Una única pieza de mano aeropulidora para gestionar tres cabezales intercambiables
- Contenedores de polvo extraíbles y de fácil mantenimiento sin tener que apagar el dispositivo
- Exclusivo sistema anti obstrucción
- Temperatura fisiológica del agua para el máximo confort del paciente

## La profilaxis supra y subgingival 3 terminales diferentes

- Colocación con un simple click
- Giratorios 360°
- Completamente esterilizables
- Conexión rápida y segura



## Terminales aeropulidores a 120° y a 90°

- Uso supragingival con polvo de bicarbonato o polvo de glicina
- Uso subgingival con polvo de glicina en las bolsas periodontales hasta 5 mm

## Terminal aeropulidor PERIO

**con punta subgingival** perio flexible, blanda y anatómicamente adaptable a las bolsas periodontales más profundas (mayores de 5 mm)

- Puntas perio monouso estéril (bolsa 40 uds.)
- Colocación manual y retirada con la llave K9 suministrada
- Uso exclusivo con polvo de glicina



## Dotación **STANDARD**

Ref.: 05020015007

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml,
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella de polvo Glycine® 160 g

## Dotación **PERIO**

Ref.: 05020015008

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9 g
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella polvo Glycine® 160 g



**incotrading**  
Tecnología para la salud

**Incotrading, S.A.**

Camino de Hormigueras 119-121  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

Tel. (+34) **913 807 490**

Fax (+34) 913 036 863

[incotrading@incotrading.net](mailto:incotrading@incotrading.net)

[www.incotrading.net](http://www.incotrading.net)

