

# DATA SHEET

# BADER®

## EQUIPO DENTAL PORTÁTIL BADER CARRY ON

Ref. 275AA

Unidad dental portátil para instrumentos rotatorios neumáticos.  
Con 4 servicios: 2 mangueras Midwest 4 para turbina y micromotor, jeringa triple, manguera de aspiración con cánula.

### CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42

Producto sanitario Clase II A.

Según directiva: According to DIN EN 13060

### CARACTERÍSTICAS:

Nivel sonoro:	≤50 dB
Tamaño:	55*39*68.
Motor:	2 CV.
Depósito de agua:	1 litro
Power:	220V/50HZ 2.4KW
Depósito de aspiración:	1 litro.
Peso:	23kg
Material depósito de aire:	Acero inox
Compresor interno:	Libre de aceite

### CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:

Humedad relativa:	≤ 80 %
Almacenar a una temperatura entre:	-10°C y 40°C
Almacenar con humedad relativa no superior a:	80°C

### FOTO DE LA UNIDAD Y COMPONENTES:

