

# UNIDAD DENTAL PORTÁTIL

Ref. 275AA



**BADER**®

Parque Empresarial Porto do Molle  
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España  
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307

# UNIDAD DENTAL PORTÁTIL

Un equipo dental portátil con múltiples posibilidades. El equipo dental portátil Carry On de BADER® ofrece al profesional odontólogo garantía y seguridad.

Proporciona un sistema com BADER® ofrece al profesional odontólogo garantía y seguridad.

Proporciona un sistema compacto, fácil de transportar y manejar. Además, todos nuestros equipos dentales cumplen con la normativa de separación de amalgama.

La unidad dental incluye:

- Jeringa de triple spray.
- Manguera midwest 4 para turbina.
- Manguera midwest 4 para micromotor neumático.
- Manómetro de presión.
- Regulador de presión.
- Regulador de caudal de agua de jeringa.
- Regulador de caudal de agua de instrumento rotatorio.
- Pedal de control.
- Depósito de agua.
- Aspiración: bomba de aspiración, depósito para recogida de aguas residuales y manguera de aspiración de saliva.
- Compresor libre de aceite.
- Maleta con ruedas y asa extraíble de manera que el dentista puede mover la unidad más libremente.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensiones	55 x 39 x 68 cm
Nivel sonoro	50dB

