


FICHA TÉCNICA

<p>AGUJA MONOPROTECT PLUS</p>	
<p>REFERENCIAS</p>	<p>73856: AGUJA MONOPROTECT PLUS 30G XCORTA (0,30X12MM) 73855: AGUJA MONOPROTECT PLUS 27G LARGA (0,40X36MM) 73858: AGUJA MONOPROTECT PLUS 30G XCORTA (0,30X16MM) 73857: AGUJA MONOPROTECT PLUS 30G CORTA (0,30X21MM) 73854: AGUJA MONOPROTECT PLUS 30G CORTA (0,30X25MM)</p>
<p>FABRICANTE / RESPONSABLE</p>	<p>TECNOFAR S.p.A. Via della Battaglia, 20- 23014, Delebio (SO) - Italia</p>
<p>CLASIFICACIÓN</p>	<p>Producto Sanitario Clase IIa, según Reglamento 2017/745 (UE)</p>
<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Agujas dentales esterilizadas de un solo uso con diámetro interior ancho para inyecciones de anestesia local precisas e indoloras.</p>
<p>ESPECIFICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Su diámetro interior es más ancho que el de las agujas estándar lo que facilita la difusión del anestésico. • Cánula de acero inoxidable con punta revestida de silicona. • Gracias a su triple bisel se facilita la penetración en los tejidos y se reducen las lesiones. • Indicador de bisel impreso que permite el posicionamiento correcto de la aguja. • Garantía de esterilidad. Punto de soldadura que une la tapa de seguridad y el protector. • Sin látex, lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas o irritaciones en la piel. • Codificado por colores. • Identificación rápida: lote de producción, caducidad y tamaño impreso en la propia aguja.
<p>COMPOSICIÓN</p>	<p>Cánula de acero inoxidable con punta revestida de silicona.</p>
<p>EMBALAJE</p>	<p>Embalajes de 100 u.</p>
<p>VIDA ÚTIL</p>	<p>5 años desde la fecha de fabricación.</p>
<p>INSTRUCCIONES DE USO</p>	<p>Ver instrucciones en el producto.</p>

INDICACIONES	Administración de anestésicos dentales locales.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.