

FICHA TÉCNICA

AGUJAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES DENTALES BESTDENT																					
REFERENCIAS	<p>74360: AGUJAS 30G CORTA (21mm) BESTDENT 100u 74362: AGUJAS 27G LARGA (36 mm) BESTDENT 100u 74363: AGUJAS 30XG (12mm) BESTDENT 100u 74364: AGUJAS 30XG (16mm) BESTDENT 100u</p>																				
FABRICANTE / RESPONSABLE	<p>TECNOFAR SpA Via al Piano 54/A 23020 Gordona (Sondrio) Italy</p>																				
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Aguja desechable estéril con cubo roscado para jeringas de tubo vial para anestesia dental. • Estas agujas solo deben ser utilizadas para uso profesional en anestesia dental • Con una punta triplemente afilada tratada para conseguir un efecto anti-coring • Con capuchón de seguridad y protector unidos en un punto soldado que garantiza la esterilidad de la aguja al usuario final • Esterilizado por óxido de etileno según la normativa vigente <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø CÁNULA (mm)</th> <th>LONGITUD (mm)</th> <th>COLOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGUJAS 30G CORTA</td> <td>0,30</td> <td>12</td> <td>AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>AGUJAS 27G LARGA</td> <td>0,40</td> <td>36</td> <td>GRIS</td> </tr> <tr> <td>AGUJAS 30G EXTRA-CORTA</td> <td>0,30</td> <td>12</td> <td>AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>AGUJAS 30G EXTRACORTA</td> <td>0,30</td> <td>16</td> <td>AMARILLO</td> </tr> </tbody> </table>		Ø CÁNULA (mm)	LONGITUD (mm)	COLOR	AGUJAS 30G CORTA	0,30	12	AMARILLO	AGUJAS 27G LARGA	0,40	36	GRIS	AGUJAS 30G EXTRA-CORTA	0,30	12	AMARILLO	AGUJAS 30G EXTRACORTA	0,30	16	AMARILLO
	Ø CÁNULA (mm)	LONGITUD (mm)	COLOR																		
AGUJAS 30G CORTA	0,30	12	AMARILLO																		
AGUJAS 27G LARGA	0,40	36	GRIS																		
AGUJAS 30G EXTRA-CORTA	0,30	12	AMARILLO																		
AGUJAS 30G EXTRACORTA	0,30	16	AMARILLO																		
COMPOSICIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - CÁNULA: Acero inoxidable AISI 304 - TAPÓN/PROTECTOR: Polipropileno 																				
PRESENTACIÓN	Caja de 100 unidades																				
VIDA ÚTIL	Único uso																				
FINALIDAD	Anestesia dental																				
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.																				
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.																				

