

**FICHA TÉCNICA**

<b>BABEROS DE PLÁSTICO BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIA</b>	76900 – Azul 76901 – Verde 76910 – Naranja 76911 – Azul Capri	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Babero desechable en rollo.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Compuestas de una capa de papel de alta absorción con una capa de polietileno impermeable.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Medidas: Ancho: 55 cm. Largo: 63 cm. Disponibles en color azul, verde, naranja y azul Capri. Incorporan un lado pre-cortado que forma dos lazos para poder atarlos al paciente con comodidad.	
<b>ENVASE</b>	Rollo con 80 unidades.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Se usa para la higiene de los pacientes como protección contra el polvo, manchas, etc.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	Debido a las características del producto, no tiene fecha prevista de caducidad.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	