


FICHA TÉCNICA

SERVILLETAS BABERO BESTDENT		
REFERENCIA	76902 – Azul 76903 – Naranja 76904 – Azul Capri 76914 – Lila 76093 – Verde	
FABRICANTE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
DESCRIPCIÓN	Servilletas babero absorbentes y protectoras.	
COMPOSICIÓN	Celulosa con capa de polietileno.	
ESPECIFICACIONES	Celulosa de alta absorción con capa de polietileno impermeable. Colores: azul, azul capri, naranja, lila, verde. Medidas: - Ancho: 45 cm - Largo: 33 cm	
ENVASE	Estuche de cartón conteniendo 500 unidades	
VIDA ÚTIL	Debido a las características del producto, no tienen fecha prevista de caducidad.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	