

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE PRODUCTO	ST-02 REV 2	
		fecha	19/06/06
		PAG.	1 di 3

ANTIESPUMOGENO DESINFECTANTE		
USO DESTINADO	COADIUVANTE ANTIESPUMOGENO DESINFECTANTE PARA ASPIRACIÓN DENTAL	
NORMAS Y LEYES APLICABLES AL PRODUCTO	DLG. 65 14/03/2003 ETICHETTATURA PRODOTTI PERICOLOSI	
	DIR. 93/42/CE DISP. MED.	
	UNI EN 14971 GEST. RISCHI	
TESTS DE EFICACIA OFICIALES CE	NORMA prEN 13727 del SET 1999 = EFICACIA BACTERICIDA NORMA Draft prEN 13624 del GIU 1999 = EFIC. FUNGICIDA INFORME DE TEST BIOLAB AM666 DEL 28/02/2003	
COMPOSICIÓN QUÍMICA	20,20 % O-FTALALDEIDE (99%) 33,00 % ASP 15 (silicona 15%) 21,80 % PoliEtilenGlicol PEG 6000 25,00 % SODIO SULFATO ANHIDRO	
CARACTERISTICAS QUÍMICO-FÍSICAS	PH	8 (sol. 0,5%)
	ASPECTO Y COLOR	BLANCO NATA
	OLOR	TIPICO
	SOLUBILIDAD EN AGUA	completa
PRESTACIONES	EFICAZ ANTIESPUMOGENA. EFICAZ CONTRA: - BACTERIAS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE), e - FUNGHI (CANDIDA ALBICANS)	
MODALIDAD DE EMPLEO	COMO SUMINISTRADO (EN SU FILM HIDROSOLUBLE) La duración de la tablita es función de la cantidad de liquido aspirado. Con aspiración parada la tablita no se gasta, la duración media es de 1 o 2 días laborales.	
VALIDEZ	3 AÑOS DESDE LA PREPARACIÓN (EN LA CONFECCIÓN ORIGINAL)	
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN	AL ABRIGO DE LUZ DIRECTA - A TEMPERATURA <30 °C	
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE	

SÍMBOLO DE PELIGRO	Xn
ETIQUETADO DE PELIGROSIDAD	R 41-22-43

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE PRODUCTO		ST-02 REV 2	
			fecha	19/06/06
			PAG.	2 di 3

BIODEGRADABILIDAD DE LOS COMPONENTES	O-FTALALDEIDE al 99 %..... dato no disponibile.	
	PEG 6000degradable con facilidad.	
	ASP 15esta materia prima es constituida por el 15% de aceite silicónico dificilmente biodegradable.	
	SODIO SULFATO ANHIDRO.....inerte, completamente soluble en agua.	
EMPAQUETADO PRIMARIO (ENVOLVIMIENTO)	Empaquetado	FILM IDROSOLUBILE
	Dimensiones (mm)	70 X 90
	Peso (g)	0,7
	Contenido (g)	5,95
	Etiqueta	"MAGNOLIA – ANTISCHIUMA DISINFETTANTE" IMPRESO SOBRE EL FILM

EMPAQUETADO SECUNDARIO (CAJA DE 50PZ)	Empaquetado	CARTON BLANCO
	Dimensiones	70 X 170 X 55
	Peso (g)	16
	Contenido (g)	332,5 (= 50 PZ ENVUELTOS)

EMPAQUETADO SECUNDARIO (ESTUCHE DE 50 PZ)	Empaquetado	ESTUCHE CARTON BLANCO IMPRESO EN CUADRICROMIA
	Dimensiones (mm)	70 X 170 X 55
	Peso (g)	17,1 + 1 CAJA + 50 PZ ENVUELTOS = 365,6 g
	Contenido (g)	1 CAJA DE 50 TABLITAS
	Etiqueta	MIRA ESTUCHE ADJUNTO A

EMPAQUETADO COMULATIVO (10 ESTUCHES)	Empaquetado	MALETA DE CARTON IMPRESA EN CUADRICROMIA CON MANIJA
	Dimensiones (mm)	280 X 145 X 180 (H.)
	Peso (g)	220 + 10 X 365,6 = 3876
	Contenido (g)	10 ESTUCHES + MSDS
	Etiqueta	INDICACIONES DEL CONTENIDO + SIMB.PERIC.

ESQUEMA DE PALETIZACION : BAJO PEDIDO

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE PRODUCTO	ST-02 REV 2	
		fecha	19/06/06
		PAG.	3 di 3

ADJUNTO A

Estuche de 50 tabletas antiespumógenas desinfectantes

