


**FICHA TÉCNICA**

<b>INSTRUMENTOS MANUALES DE ENDODONCIA PROCLINIC</b>																															
<b>REFERENCIAS</b>	Ver anexo 1																														
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia																														
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase I, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.																														
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Dispositivos manuales de endodoncia para la práctica odontológica. No estériles. Disponen de código de colores ISO para facilitar su identificación. <table border="1" data-bbox="488 1079 1414 1164" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Ø ISO</th> <th>08</th> <th>10</th> <th>15</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>45</th> <th>50</th> <th>55</th> <th>60</th> <th>70</th> <th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Gray</td> <td>Blue</td> <td>White</td> <td>Yellow</td> <td>Red</td> <td>Cyan</td> <td>Green</td> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Yellow</td> <td>Red</td> <td>Cyan</td> <td>Green</td> <td>Black</td> </tr> </tbody> </table>	Ø ISO	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	Color	Gray	Blue	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black
Ø ISO	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80																	
Color	Gray	Blue	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black																	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Parte activa: Acero inoxidable, Níquel-Titanio (NiTi). Tope: silicona. Mango: plástico.																														
<b>ENVASE</b>	Envases conteniendo 6 unidades.																														
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Dispositivos para uso en endodoncia destinados a explorar, dar forma y limpiar los canales radiculares.																														
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	Los dispositivos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave. Desechar el producto si está dañado o disminuye su rendimiento.																														
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.																														

## TECHNICAL DATA SHEET

<p><b>PROCLINIC ENDODONTIC HAND DEVICES</b></p>																															
<p><b>REFERENCES</b></p>	<p>See Annex I</p>																														
<p><b>MANUFACTURER</b></p>	<p>CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano, Italia</p>																														
<p><b>CLASSIFICATION</b></p>	<p>Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.</p>																														
<p><b>DESCRIPTION</b></p>	<p>Endodontic hand devices for dental use. Non sterile. They have an ISO colour code for easy identification:</p> <table border="1" data-bbox="464 1048 1394 1133"> <tr> <td>Ø ISO</td> <td>08</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Grey</td> <td>Blue</td> <td>White</td> <td>Yellow</td> <td>Red</td> <td>Cyan</td> <td>Green</td> <td>Black</td> <td>White</td> <td>Yellow</td> <td>Red</td> <td>Cyan</td> <td>Green</td> <td>Black</td> </tr> </table>	Ø ISO	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	Color	Grey	Blue	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black
Ø ISO	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80																	
Color	Grey	Blue	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black	White	Yellow	Red	Cyan	Green	Black																	
<p><b>COMPOSITION</b></p>	<p>Working part: Stainless Steel, Nickel-Titanium (NiTi). Stopper: silicone. Handle: plastic.</p>																														
<p><b>PACKAGING</b></p>	<p>Package containing 6 pieces</p>																														
<p><b>INTENDED USE</b></p>	<p>Devices for endodontic radicular canals that are meant to explore, shape and clean the radicular canal systems.</p>																														
<p><b>CLEANING AND STERILIZATION</b></p>	<p>The devices should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Sterilize in autoclave. Dispose of the product if damaged or decreased in performance.</p>																														
<p><b>STORAGE CONDITIONS</b></p>	<p>Store in a cool, dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat.</p>																														

**ANEXO I / ANNEX I**

<b>REF</b>	<b>Descrizione / Description / Descripción</b>
7701	Lime Ni-Ti n.º 15 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 15 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 15 (21 mm) Proclinic
7702	Lime Ni-Ti n.º 20 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 20 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 20 (21 mm) Proclinic
7703	Lime Ni-Ti n.º 25 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 25 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 25 (21 mm) Proclinic
7704	Lime Ni-Ti n.º 30 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 30 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 30 (21 mm) Proclinic
7705	Lime Ni-Ti n.º 35 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 35 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 35 (21 mm) Proclinic
7706	Lime Ni-Ti n.º 40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 40 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 40 (21 mm) Proclinic
7707	Lime Ni-Ti n.º 45 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 45 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 45 (21 mm) Proclinic
7708	Lime Ni-Ti n.º 50 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 50 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 50 (21 mm) Proclinic
7709	Lime Ni-Ti n.º 55 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 55 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 55 (21 mm) Proclinic
7710	Lime Ni-Ti n.º 60 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 60 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 60 (21 mm) Proclinic
7711	Lime Ni-Ti n.º 70 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 70 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 70 (21 mm) Proclinic
7712	Lime Ni-Ti n.º 80 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 80 (21 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 80 (21 mm) Proclinic
7713	Lime Ni-Ti n.º 15 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 15 (25 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 15 (25 mm) Proclinic
7714	Lime Ni-Ti n.º 20 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 20 (25 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 20 (25 mm) Proclinic
7715	Lime Ni-Ti n.º 25 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 25 (25 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 25 (25 mm) Proclinic
7716	Lime Ni-Ti n.º 30 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 30 (25 mm) /</i> Limas Ni-Ti n.º 30 (25 mm) Proclinic

7717	Lime Ni-Ti nº 35 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 35 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 35 (25 mm) Proclinic
7718	Lime Ni-Ti nº 40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 40 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 40 (25 mm) Proclinic
7719	Lime Ni-Ti nº 45 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 45 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 45 (25 mm) Proclinic
7720	Lime Ni-Ti nº 50 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 50 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 50 (25 mm) Proclinic
7721	Lime Ni-Ti nº 55 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 55 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 55 (25 mm) Proclinic
7722	Lime Ni-Ti nº 60 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 60 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 60 (25 mm) Proclinic
7723	Lime Ni-Ti nº 70 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 70 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 70 (25 mm) Proclinic
7724	Lime Ni-Ti nº 80 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Ni-Ti Files No. 80 (25 mm)</i> / Limas Ni-Ti n.º 80 (25 mm) Proclinic
8121	Lime K nº 10 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 10 (25 mm)</i> / Limas K n.º 10 (25 mm) Proclinic
8122	Lime K nº 15 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 15 (25 mm)</i> / Limas K n.º 15 (25 mm) Proclinic
8123	Lime K nº 20 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 20 (25 mm)</i> / Limas K n.º 20 (25 mm) Proclinic
8124	Lime K nº 25 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 25 (25 mm)</i> / Limas K n.º 25 (25 mm) Proclinic
8125	Lime K nº 30 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 30 (25 mm)</i> / Limas K n.º 30 (25 mm) Proclinic
8126	Lime K nº 35 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 35 (25 mm)</i> / Limas K n.º 35 (25 mm) Proclinic
8127	Lime K nº 40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 40 (25 mm)</i> / Limas K n.º 40 (25 mm) Proclinic
8128	Lime K nº 45 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 45 (25 mm)</i> / Limas K n.º 45 (25 mm) Proclinic
8129	Lime K nº 50 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 50 (25 mm)</i> / Limas K n.º 50 (25 mm) Proclinic

8130	Lime K nº 55 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 55 (25 mm)</i> / Limas K n.º 55 (25 mm) Proclinic
8131	Lime K nº 60 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 60 (25 mm)</i> / Limas K n.º 60 (25 mm) Proclinic
8132	Lime K nº 70 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 70 (25 mm)</i> / Limas K n.º 70 (25 mm) Proclinic
8133	Lime K nº 80 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 80 (25 mm)</i> / Limas K n.º 80 (25 mm) Proclinic
8134	Lime K nº 10 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 10 (21 mm)</i> / Limas K n.º 10 (21 mm) Proclinic
8135	Lime K nº 15 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 15 (21 mm)</i> / Limas K n.º 15 (21 mm) Proclinic
8136	Lime K nº 20 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 20 (21 mm)</i> / Limas K n.º 20 (21 mm) Proclinic
8137	Lime K nº 25 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 25 (21 mm)</i> / Limas K n.º 25 (21 mm) Proclinic
8138	Lime K nº 30 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 30 (21 mm)</i> / Limas K n.º 30 (21 mm) Proclinic
8139	Lime K nº 35 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 35 (21 mm)</i> / Limas K n.º 35 (21 mm) Proclinic
8140	Lime K nº 40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 40 (21 mm)</i> / Limas K n.º 40 (21 mm) Proclinic
8141	Lime K nº 45 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 45 (21 mm)</i> / Limas K n.º 45 (21 mm) Proclinic
8142	Lime K nº 50 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 50 (21 mm)</i> / Limas K n.º 50 (21 mm) Proclinic
8143	Lime K nº 55 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 55 (21 mm)</i> / Limas K n.º 55 (21 mm) Proclinic
8144	Lime K nº 60 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 60 (21 mm)</i> / Limas K n.º 60 (21 mm) Proclinic
8145	Lime K nº 70 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 70 (21 mm)</i> / Limas K n.º 70 (21 mm) Proclinic
8146	Lime K nº 80 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 80 (21 mm)</i> / Limas K n.º 80 (21 mm) Proclinic

8148	Lime H nº 10 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 10 (25 mm)</i> / Limas H n.º 10 (25 mm) Proclinic
8149	Lime H nº 15 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 15 (25 mm)</i> / Limas H n.º 15 (25 mm) Proclinic
8150	Lime H nº 20 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 20 (25 mm)</i> / Limas H n.º 20 (25 mm) Proclinic
8151	Lime H nº 25 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 25 (25 mm)</i> / Limas H n.º 25 (25 mm) Proclinic
8152	Lime H nº 30 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 30 (25 mm)</i> / Limas H n.º 30 (25 mm) Proclinic
8153	Lime H nº 35 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 35 (25 mm)</i> / Limas H n.º 35 (25 mm) Proclinic
8154	Lime H nº 40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 40 (25 mm)</i> / Limas H n.º 40 (25 mm) Proclinic
8155	Lime H nº 45 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 45 (25 mm)</i> / Limas H n.º 45 (25 mm) Proclinic
8156	Lime H nº 50 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 50 (25 mm)</i> / Limas H n.º 50 (25 mm) Proclinic
8157	Lime H nº 55 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 5 (25 mm)</i> / Limas H n.º 55 (25 mm) Proclinic
8158	Lime H nº 60 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 60 (25 mm)</i> / Limas H n.º 60 (25 mm) Proclinic
8159	Lime H nº 70 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 70 (25 mm)</i> / Limas H n.º 70 (25 mm) Proclinic
8160	Lime H nº 80 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 80 (25 mm)</i> / Limas H n.º 80 (25 mm) Proclinic
8161	Lime K nº 15-40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 15-40 (25 mm)</i> / Limas K n.º 15-40 (25 mm) Proclinic
8162	Lime K nº 15-40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 15-40 (21 mm)</i> / Limas K n.º 15-40 (21 mm) Proclinic
8163	Lime H nº 15-40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 15-40 (25 mm)</i> / Limas H n.º 15-40 (25 mm) Proclinic
8164	Allargacanalí nº 15-40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 15-40 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 15-40 (25 mm) Proclinic

8165	Allargacanalí nº 10 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 10 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 10 (25 mm) Proclinic
8166	Allargacanalí nº 15 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 15 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 15 (25 mm) Proclinic
8167	Allargacanalí nº 20 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 20 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 20 (25 mm) Proclinic
8168	Allargacanalí nº 25 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 25 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 25 (25 mm) Proclinic
8169	Allargacanalí nº 30 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 30 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 30 (25 mm) Proclinic
8170	Allargacanalí nº 35 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 35 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 35 (25 mm) Proclinic
8171	Allargacanalí nº 40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 40 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 40 (25 mm) Proclinic
8172	Allargacanalí nº 45 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 45 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 45 (25 mm) Proclinic
8173	Allargacanalí nº 50 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 50 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 50 (25 mm) Proclinic
8174	Allargacanalí nº 55 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 55 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 55 (25 mm) Proclinic
8175	Allargacanalí nº 60 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 60 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 60 (25 mm) Proclinic
8176	Allargacanalí nº 70 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 70 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 70 (25 mm) Proclinic
8177	Allargacanalí nº 80 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 80 (25 mm)</i> / Ensanchador n.º 80 (25 mm) Proclinic
49907	Lime K nº 06 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 06 (21 mm)</i> / Limas K n.º 06 (21 mm) Proclinic
49908	Lime K nº 08 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 08 (21 mm)</i> / Limas K n.º 08 (21 mm) Proclinic
49909	Lime K nº 06 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 06 (25 mm)</i> / Limas K n.º 06 (25 mm) Proclinic
49910	Lime K nº 08 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 08 (25 mm)</i> / Limas K n.º 08 (25 mm) Proclinic

49911	Lime H nº 08 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 08 (21 mm) /</i> Limas H n.º 08 (21 mm) Proclinic
49912	Lime H nº 08 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 08 (25 mm) /</i> Limas H n.º 08 (25 mm) Proclinic
49913	Allargacanalí nº 06 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 06 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 06 (21 mm) Proclinic
49914	Allargacanalí nº 08 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 08 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 08 (21 mm) Proclinic
49915	Allargacanalí nº 06 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 06 (25 mm) /</i> Ensanchador n.º 06 (25 mm) Proclinic
49916	Allargacanalí nº 08 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 08 (25 mm) /</i> Ensanchador n.º 08 (25 mm) Proclinic
77261	Lime H nº 10 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 10 (21 mm) /</i> Limas H n.º 10 (21 mm) Proclinic
77262	Lime H nº 15 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 15 (21 mm) /</i> Limas H n.º 15 (21 mm) Proclinic
77263	Lime H nº 20 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 20 (21 mm) /</i> Limas H n.º 20 (21 mm) Proclinic
77264	Lime H nº 25 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 25 (21 mm) /</i> Limas H n.º 25 (21 mm) Proclinic
77265	Lime H nº 30 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 30 (21 mm) /</i> Limas H n.º 30 (21 mm) Proclinic
77266	Lime H nº 35 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 35 (21 mm) /</i> Limas H n.º 35 (21 mm) Proclinic
77267	Lime H nº 40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 40 (21 mm) /</i> Limas H n.º 40 (21 mm) Proclinic
77268	Lime H nº 45 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 45 (21 mm) /</i> Limas H n.º 45 (21 mm) Proclinic
77269	Lime H nº 500 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 50 (21 mm) /</i> Limas H n.º 50 (21 mm) Proclinic
77270	Lime H nº 55 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 55 (21 mm) /</i> Limas H n.º 55 (21 mm) Proclinic
77271	Lime H nº 60 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 60 (21 mm) /</i> Limas H n.º 60 (21 mm) Proclinic



77272	Lime H nº 70 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 70 (21 mm) /</i> Limas H n.º 70 (21 mm) Proclinic
77273	Lime H nº 80 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 80 (21 mm) /</i> Limas H n.º 80 (21 mm) Proclinic
77274	Lime H nº 15-40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic H-Files No. 15-40 (21 mm) /</i> Limas H n.º 15-40 (21 mm) Proclinic
77275	Allargacanali nº 10 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 10 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 10 (21 mm) Proclinic
77276	Allargacanali nº 15 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 15 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 15 (21 mm) Proclinic
77277	Allargacanali nº 20 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 20 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 20 (21 mm) Proclinic
77278	Allargacanali nº 25 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 25 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 25 (21 mm) Proclinic
77279	Allargacanali nº 30 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 30 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 30 (21 mm) Proclinic
77280	Allargacanali nº 35 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 35 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 35 (21 mm) Proclinic
77281	Allargacanali nº 40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 40 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 40 (21 mm) Proclinic
77282	Allargacanali nº 45 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 45 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 45 (21 mm) Proclinic
77283	Allargacanali nº 50 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 50 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 50 (21 mm) Proclinic
77284	Allargacanali nº 55 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 55 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 55 (21 mm) Proclinic
77285	Allargacanali nº 60 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 60 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 60 (21 mm) Proclinic
77286	Allargacanali nº 70 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 70 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 70 (21 mm) Proclinic
77287	Allargacanali nº 80 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 80 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 80 (21 mm) Proclinic
77288	Allargacanali nº 15-40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic Reamer No. 15-40 (21 mm) /</i> Ensanchador n.º 15-40 (21 mm) Proclinic

81030	Lime K nº 08 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 08 (31 mm)</i> / Limas K n.º 08 (31 mm) Proclinic
81031	Lime K nº 10 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 10 (31 mm)</i> / Limas K n.º 10 (31 mm) Proclinic
81032	Lime K nº 15 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 15 (31 mm)</i> / Limas K n.º 15 (31 mm) Proclinic
81033	Lime K nº 20 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 20 (31 mm)</i> / Limas K n.º 20 (31 mm) Proclinic
81034	Lime K nº 25 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 25 (31 mm)</i> / Limas K n.º 25 (31 mm) Proclinic
81035	Lime K nº 30 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 30 (31 mm)</i> / Limas K n.º 30 (31 mm) Proclinic
81036	Lime K nº 35 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 35 (31 mm)</i> / Limas K n.º 35 (31 mm) Proclinic
81037	Lime K nº 40 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 40 (31 mm)</i> / Limas K n.º 40 (31 mm) Proclinic
81038	Lime K nº 45 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 45 (31 mm)</i> / Limas K n.º 45 (31 mm) Proclinic
81039	Lime K nº 50 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 50 (31 mm)</i> / Limas K n.º 50 (31 mm) Proclinic
81040	Lime K nº 55 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 55 (31 mm)</i> / Limas K n.º 55 (31 mm) Proclinic
81041	Lime K nº 60 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 60 (31 mm)</i> / Limas K n.º 60 (31 mm) Proclinic
81042	Lime K nº 70 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 70 (31 mm)</i> / Limas K n.º 70 (31 mm) Proclinic
81043	Lime K nº 80 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 80 (31 mm)</i> / Limas K n.º 80 (31 mm) Proclinic
81044	Lime K nº 15-40 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 15-40 (31 mm)</i> / Limas K n.º 15-40 (31 mm) Proclinic
81045	Lime K nº 45-80 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 45-80 (21 mm)</i> / Limas K n.º 45-80 (21 mm) Proclinic
81046	Lime K nº 45-80 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 45-80 (25 mm)</i> / Limas K n.º 45-80 (25 mm) Proclinic

81047	Lime K nº 45-80 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Files No. 45-80 (31 mm) /</i> Limas K n.º 45-80 (31 mm) Proclinic
81048	Lime K Flex nº 15 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 15 (25 mm) /</i> Limas K Flex n.º 15 (25 mm) Proclinic
81049	Lime K Flex nº 20 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 20 (25 mm) /</i> Limas K Flex n.º 20 (25 mm) Proclinic
81050	Lime K Flex nº 25 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 25 (25 mm) /</i> Limas K Flex n.º 25 (25 mm) Proclinic
81051	Lime K Flex nº 30 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 30 (25 mm) /</i> Limas K Flex n.º 30 (25 mm) Proclinic
81052	Lime K Flex nº 35 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 35 (25 mm) /</i> Limas K Flex n.º 35 (25 mm) Proclinic
81053	Lime K Flex nº 40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 40 (25 mm) /</i> Limas K Flex n.º 40 (25 mm) Proclinic
81054	Lime K Flex nº 15-40 (25 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 15-40 (25 mm) /</i> Limas K Flex n.º 15-40 (25 mm) Proclinic
81055	Lime K Flex nº 15 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 15 (21 mm) /</i> Limas K Flex n.º 15 (21 mm) Proclinic
81056	Lime K Flex nº 20 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 20 (21 mm) /</i> Limas K Flex n.º 20 (21 mm) Proclinic
81057	Lime K Flex nº 25 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 25 (21 mm) /</i> Limas K Flex n.º 25 (21 mm) Proclinic
81058	Lime K Flex nº 30 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 30 (21 mm) /</i> Limas K Flex n.º 30 (21 mm) Proclinic
81059	Lime K Flex nº 35 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 35 (21 mm) /</i> Limas K Flex n.º 35 (21 mm) Proclinic
81060	Lime K Flex nº 40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 40 (21 mm) /</i> Limas K Flex n.º 40 (21 mm) Proclinic
81061	Lime K Flex nº 15-40 (21 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 15-40 (21 mm) /</i> Limas K Flex n.º 15-40 (21 mm) Proclinic
81062	Lime K Flex nº 15 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 15 (31 mm) /</i> Limas K Flex n.º 15 (31 mm) Proclinic
81063	Lime K Flex nº 20 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 20 (31 mm) /</i> Limas K Flex n.º 20 (31 mm) Proclinic

81064	Lime K Flex nº 25 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 25 (31 mm) /</i> Limas K Flex n.º 25 (31 mm) Proclinic
81065	Lime K Flex nº 30 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 30 (31 mm) /</i> Limas K Flex n.º 30 (31 mm) Proclinic
81066	Lime K Flex nº 35 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 35 (31 mm) /</i> Limas K Flex n.º 35 (31 mm) Proclinic
81067	Lime K Flex nº 40 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 40 (31 mm) /</i> Limas K Flex n.º 40 (31 mm) Proclinic
81068	Lime K Flex nº 15-40 (31 mm) Proclinic / <i>Proclinic K-Flex Files No. 15-40 (31 mm) /</i> Limas K Flex n.º 15-40 (31 mm) Proclinic
81069	Tiranervi nº 25 Proclinic / <i>Proclinic Barbed broaches No. 25 /</i> Tiranervios n.º 25 Proclinic
81070	Tiranervi XXF nº 30 Proclinic / <i>Proclinic XXF Barbed broaches No. 30 /</i> Tiranervios XXF n.º 30 Proclinic
81071	Tiranervi XF nº 35 Proclinic / <i>Proclinic XF Barbed broaches No. 35 /</i> Tiranervios XF n.º 35 Proclinic
81072	Tiranervi F nº 40 Proclinic / <i>Proclinic F Barbed broaches No. 40 /</i> Tiranervios F n.º 40 Proclinic