


FICHA TÉCNICA

ESPACIADORES PROCLINIC		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL Medical Solutions S.r.l. Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán, Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Dispositivos para el trabajo en los canales radiculares.	
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Las características de los dispositivos cumplen con los requisitos de la norma ISO 3630: Odontología: instrumentos para conductos radiculares. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> - Hoja: acero inoxidable - Mango: acero, plástico 	
ENVASE	Envase con 6 unidades	
VIDA ÚTIL	La vida útil se estima en 3 años a partir de la fecha de fabricación, pero puede variar según las condiciones y frecuencia de uso y el número de ciclos de esterilización.	
USO PREVISTO	Dispositivos para condensar lateral y verticalmente la gutapercha. Sólo para uso por profesionales especializados en odontología.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	
SDS	No aplicable	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC SPREADERS/PLUGGERS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	CHL Medical Solutions S.r.l. Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano, Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	Instruments for radicular canals.	
CHARACTERISTICS	The characteristics of the devices meet the requirements of the current product standard ISO 3630: definition of the instruments for radicular canals. Materials: <ul style="list-style-type: none"> - Blade: Stainless steel - Shank: steel, plastic 	
PACKAGING	Package with 6 units	
SHELF LIFE	The shelf life is estimated at 3 years from the date of manufacture but may vary depending on the conditions and frequency of use and the number of sterilization cycles.	
INTENDED USE	For lateral and vertical condensation of gutta-percha. These medical devices are used by professionals skilled in dentistry.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
SDS	Not applicable	

FICHE TECHNIQUE

CONDENSEURS PROCLINIC		
RÉFÉRENCES	Voir Annexe 1	
FABRICANT	CHL Medical Solutions S.r.l. Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milan, Italie	
CLASSIFICATION	Classe I selon le Règlement (UE) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux.	
DESCRIPTION	Instruments pour l'obturation des canaux.	
CARACTERISTIQUES	Les caractéristiques des produits sont conformes aux exigences de la norme de produit en vigueur ISO 3630-4: Définition des instruments pour canaux radiculaires. Matières: <ul style="list-style-type: none"> - Lame: acier inoxydable - Manche: acier, plastique 	
EMBALLAGE	Boîte de 6 unités	
DUREE DE VIE	La durée de vie est estimée à 3 ans à partir de la date de fabrication mais peut varier en fonction du mode d'utilisation (coupe, conditions), de la fréquence d'utilisation, et du nombre de cycles de stérilisation.	
USAGE REVENDIQUE	Instruments pour condenser la gutta-percha latéralement et verticalement. Ces dispositifs sont utilisés par des professionnels, spécialisés en dentisterie.	
CONDITIONS DE STOCKAGE	Dans un endroit à température ambiante, sec, frais, hors poussière	
SDS	Non applicable	

ANEXO 1 / ANNEX 1 / ANNEXE 1

7730	ESPACIADOR PUNTA N.15-40 (25mm) PROCLINIC
7731	ESPACIADOR PUNTA N.15 (25mm) PROCLINIC
7732	ESPACIADOR PUNTA N.20 (25mm) PROCLINIC
7733	ESPACIADOR PUNTA N.25 (25mm) PROCLINIC (N.3)
7734	ESPACIADOR PUNTA N.30 (25mm) PROCLINIC
7735	ESPACIADOR PUNTA N.35 (25mm) PROCLINIC
7736	ESPACIADOR PUNTA N.40 (25mm) PROCLINIC
7737	ESPACIADOR PUNTA PLANA N.20 (25mm) PROCLINIC
7738	ESPACIADOR PUNTA PLANA N.25 (25mm) PROCLINIC
7739	ESPACIADOR PUNTA PLANA N.30 (25mm) PROCLINIC
7740	ESPACIADOR PUNTA PLANA N.35 (25mm) PROCLINIC