
	FICHA TÉCNICA	
	78155	
	CONTRA ANGULO WP-1 20:1	WOODPECKER

PRODUCTO	CONTRA ANGULO WP-1 20:1 80N	
REFERENCIA	78155	
FABRICANTE / RESPONSABLE	GUILIN WOODPECKER Medical Instrument Co.,LTD. Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Woodpecker IMPLANTER es un nuevo modelo que está equipado con este contra ángulo quirúrgico 20:1 sin luz.	
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Fuente de alimentación 220V - La capacidad máxima de la bomba es de 120 ml / min. - Velocidad del motor con punta de 100-40,000 rpm - Par de apriete 5-60 N.cm 	
EMBALAJE	Envase 1 unidad	
FINALIDAD	Pieza de un equipo destinado a la cirugía de implantes.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Siga las indicaciones e instrucciones del fabricante.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.	
MSDS	No Aplica	
INSTRUCCIONES DE USO	Siga las indicaciones e instrucciones del fabricante.	