


	TECHNICAL DATA SHEET	CODE: TDS_7828
		DATE: 14/sep./2022
	PROCLINIC	VERSION: 01

RESTAURADOR PROVISIONAL MARCA: PROCLINIC		
REFERENCIAS	7828	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario Clase IIa bajo Directiva 93/42/CEE	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. Ripoll S.L Río Tiétar, 20 28110, Algete, Madrid (SPAIN)	
DESCRIPCIÓN	Cemento reforzado a base de óxido de zinc, ideal para restauraciones temporales de larga duración y como base debajo de las mismas.	
COMPOSICIÓN	Polvo: óxido de cinc, Polimetil metacrilato, acetato de cinc. Líquido: eugenol.	
PRESENTACIÓN	40 gr polvo + 20 ml líquido.	
FINALIDAD	Ideal para restauraciones temporales de larga duración y como base debajo de las mismas.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Mantener los botes cerrados y en un lugar seco y fresco.	

	TECHNICAL DATA SHEET	CODE: TDS_7828
		DATE: 14/sep./2022
	PROCLINIC	VERSION: 01

TEMPORARY RESTORATIVE MATERIAL BRAND: PROCLINIC		
REFERENCES	7828	
CLASSIFICATION	Medical Device Class IIa under Directive 93/42/EEC.	
MANUFACTURER	J. Ripoll S.L Río Tiétar, 20 28110, Algete, Madrid (SPAIN)	
DESCRIPTION	Zinc oxide-based reinforced cement, ideal for long-lasting temporary restorations and as a base underneath.	
COMPOSITION	Powder: zinc oxide, Polymethylmethacrylate, zinc acetate. Liquid: eugenol.	
PACKAGING	40 gr powder + 20 ml liquid.	
INTENDED USE	Ideal for long-lasting temporary restorations and as a base underneath	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Keep the cans closed and in a dry and cool place.	