



FICHA TÉCNICA

ROLLOS DE ALGODÓN PROCLINIC		
MARCA: PROCLINIC		
REFERENCIAS	78311: Nº 1 78312: Nº 2 78313: Nº 3	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite E2014, 2nd Floor, No. 3558 Zhenbei Road, Putuo District, 200060 Shanghai, China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios	
DESCRIPCIÓN	Rollos 100% de algodón blanco para uso dental	
COMPOSICIÓN	Algodón	
ESPECIFICACIONES	Nº 1: 0,8 x 3,8 cm Nº 2: 1,0 x 3,8 cm Nº 3: 1,2 x 3,8 cm	
ENVASE	Nº 1: 750 unidades (300 g)/bolsa Nº 2: 600 unidades (300 g)/bolsa Nº 3: 450 unidades (300 g)/bolsa	
VIDA ÚTIL	3 años	
FINALIDAD PREVISTA	Los rollos de algodón se utilizan para detener el sangrado y mantener una higiene oral durante el tratamiento dental.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Algodón biocompatible para su aplicación dental.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC COTTON ROLLS BRAND: PROCLINIC		
REFERENCES	78311: No. 1 78312: No. 2 78313: No. 3	
MANUFACTURER	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite E2014, 2nd Floor, No. 3558 Zhenbei Road, Putuo District, 200060 Shanghai, China	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	The cotton rolls are made of 100% highly absorbent cotton, pure white.	
COMPOSITION	Cotton	
SPECIFICATIONS	No. 1: 0,8 x 3,8 cm No. 2: 1,0 x 3,8 cm No. 3: 1,2 x 3,8 cm	
PACKAGING	No. 1: 750 pcs (300 g)/bag No. 2: 600 pcs (300 g)/bag No. 3: 450 pcs (300 g)/bag	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED USE	The cotton rolls are used for stopping bleeding and maintaining oral hygiene during dental treatment.	
SAFETY INFORMATION	Biocompatible cotton for application to medical use.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture and excessive heat.	