


## FICHA TÉCNICA

<b>ROLLOS DE ALGODÓN BESTDENT</b>		
<b>MARCA: BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	78330 / 1A003: N° 1 78331 / 1A0013-B: N° 2 78332 / 1A0023: N° 3	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite E2014, 2nd Floor, No. 3558 Zhenbei Road, Putuo District, 200060 Shanghai, China	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Rollos de algodón blancos para uso dental	
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% Algodón	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	N° 1: 8 x 3,8 mm N° 2: 10 x 3,8 mm N° 3: 12 x 3,8 mm	
<b>ENVASES</b>	300g/bolsa	
<b>VIDA ÚTIL</b>	3 años	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Los rollos de algodón se utilizan para detener el sangrado y mantener una higiene oral durante el tratamiento dental.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Algodón biocompatible para su aplicación dental.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
<b>MSDS</b>	No aplicable	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>BESTDENT COTTON ROLLS</b>  <b>BRAND: BESTDENT</b>		
<b>REFERENCES</b>	78330 / 1A003:    Nº 1 78331 / 1A0013-B: Nº 2 78332 / 1A0023:    Nº 3	
<b>MANUFACTURER</b>	Shanghai Dochem Industries Co., Ltd. Suite E2014, 2nd Floor, No. 3558 Zhenbei Road, Putuo District, 200060 Shanghai, China	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745	
<b>DESCRIPTION</b>	Cotton rolls are made of highly absorbent cotton, pure white colour.	
<b>COMPOSITION</b>	100% Cotton	
<b>SPECIFICATIONS</b>	No. 1: 8 x 38 mm No. 2: 10 x 38 mm No. 3: 12 x 38 mm	
<b>PACKAGING</b>	300g/bag	
<b>SHELF LIFE</b>	3 years	
<b>INTENDED USE</b>	Cotton rolls are intended to stop the bleeding and maintain oral hygiene during dental treatment.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	Biocompatible cotton for medical use.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture and excessive heat.	
<b>MSDS</b>	Not applicable	