


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_013
SILICONA DE ADICIÓN BESTDENT	Fecha: 11/Ago/16
CHL	Versión: 01

PRODUCTO	SILICONA DE ADICIÓN BESTDENT	
REFERENCIA	78334 78336	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Es un elastómero de silicona bicomponente vulcanizable a temperatura ambiente por una reacción de poliadición (1:1 ratio).	
ESPECIFICACIONES	Aspecto: Fluido tixotrópico Color: Naranja Aroma: Nulo Consistencia: 41-46 mm Dureza 8º min: 20-57 Sh.A Dureza 24h: 50-57 Sh.A	
EMBALAJE	Se suministra en envases de Bicartuchos de 50 mL	
CADUCIDAD	24 meses de la fecha de fabricación. Tener en cuenta la fecha de caducidad indicada en el envase.	
FINALIDAD	Está especialmente formulado para ser utilizado por los dentistas que aplican la técnica de la doble impresión para la toma de huella.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No desprende sustancias tóxicas ni durante ni después de la polimerización. Biocompatibilidad y no toxicidad.	

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_013
SILICONA DE ADICIÓN BESTDENT	Fecha: 11/Ago/16
CHL	Versión: 01

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenado en su envase de origen sin abrir, a una temperatura comprendida entre -5°C y +30°C, puede conservarse durante 24 meses, a partir de la fecha de fabricación.
---	---

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	Code: TDS_013
ADITIONAL SILIBONE	Date: 11/Ago/16
CHL	Version: 01

PRODUCT	ADITIONAL SILIBONE BESTDENT	
REFERENCE	78334 78336	
COMPANY	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASSIFICATION	CLASS I MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
PRODUCT DESCRIPTION	It is a bicomponent vulcanizable silicone elastomer by a polyaddition reaction (1: 1 ratio) at room temperature.	
SPECIFICATIONS	Appearance: thixotropic fluid Color: Orange Aroma: None Consistency: 41-46 mm 8 min Hardness: 20-57 Sh.A Hardness 24h: 50-57 Sh.A	
PACKAGING	It is supplied in packs of 50 mL in two cartridges.	
SHELF LIFE	24 months from the date of manufacture.	
INTENDED OF USE	It is specially formulated to be used by dentists applying the technique of the double printing mark for decision.	
SECURITY	It does not release toxic substances during or after polymerization. Biocompatibility and non-toxicity.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Stored in its original unopened packaging at a temperature between -5 ° C and + 30 ° C, it may be stored for 24 months from the date of manufacture.	