


FICHA TÉCNICA

SILICONA DE ADICIÓN PUTTY SOFT EXTRA FAST BESTDENT		
REFERENCIA	78339	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL Medical Solutions Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Elastómero de silicona de alta hidrocompatibilidad para toma de huella de precision (ratio 1:1).	
COMPOSICIÓN	Basada en vinilpolisiloxano.	
ESPECIFICACIONES	Aspecto: Fluido tixotrópico Inodoro e insípido Tiempo de trabajo: 1 min. Tiempo en boca: 1 min. 30 s. Tiempo total: 2 min. 30 s. Contracción lineal: máx. 0,2% Recuperación elástica: mín. 99,7%	
ENVASE	Se suministra en envases con base + catalizador de 300 ml junto con 2 cucharillas.	
VIDA ÚTIL	36 meses de la fecha de fabricación. Tener en cuenta la fecha de caducidad indicada en el envase.	
FINALIDAD PREVISTA	Está especialmente formulado para ser utilizado por los dentistas que aplican la técnica de la doble impresión para la toma de huella.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el uso de guantes de polietileno. Los envases deben cerrarse inmediatamente después del uso.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenado en su envase de origen sin abrir, a una temperatura comprendida entre -5°C y +30°C, puede conservarse durante 24 meses, a partir de la fecha de fabricación.	