

## FICHA TÉCNICA

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TIRAS DE POLIÉSTER<br>PARA ACABADO Y PULIDO<br>BESTDENT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| REFERENCIA                                              | 78384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |  |
| FABRICANTE / RESPONSABLE                                | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl<br>Via Felice Cavallotti, 15<br>20122 Milán - Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |  |
| CLASIFICACIÓN                                           | Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |  |
| DESCRIPCIÓN                                             | Tiras finas y flexibles de alta durabilidad, cubiertas con micro partículas de óxido de aluminio. Excelente rectificado y acabado que da como resultado una superficie brillante y lisa para la restauración. También se utiliza para el pulido de superficies interproximales.                                                                                            |                                                                                    |  |
| COMPOSICIÓN                                             | Acero inoxidable AISI 304, con micropartículas de diamante y de óxido de aluminio y film de poliéster.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |  |
| ESPECIFICACIONES                                        | Grosor: 4,0 mm<br>Granulación: Medio-Fina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Longitud: 170 mm<br>Tamaño de grano: 240/320 µm                                    |  |
| ENVASE                                                  | Envase con 150 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |
| CADUCIDAD                                               | Producto no perecedero. Vida útil del producto: existe un desgaste natural debido al uso, causando una disminución en el rendimiento en la función abrasiva. Se recomienda interrumpir el uso cuando la abrasividad no esté actuando correctamente.                                                                                                                        |                                                                                    |  |
| USO PREVISTO                                            | Eliminación de restos de restauración dental, para el desgaste de las superficies dentales, así como el pulido y el acabado de restauraciones de resina compuesta. Se utilizan en consultorios odontológicos por profesionales cualificados y su uso consiste en introducir el centro neutro de la tira de lija en la región interproximal y promover el desgaste deseado. |                                                                                    |  |
| INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD                          | Exclusivo para uso dental. Sólo dentistas pueden usar este producto, ya que poseen la información científica necesaria para su uso adecuado.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |  |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE                             | Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |  |

## TECHNICAL DATA SHEET

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BESTDENT<br/>POLYESTER STRIPS<br/>FOR FINISHING AND POLISHING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>REFERENCE</b>                                                     | 78384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| <b>MANUFACTURER</b>                                                  | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl<br>Via Felice Cavallotti, 15<br>20122 Milano - Italy                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| <b>CLASSIFICATION</b>                                                | Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| <b>DESCRIPTION</b>                                                   | Thin and flexible strips with high durability, covered with micro aluminium oxide particles. Excellent grinding and finishing which results in a bright and smooth surface for composite restoration. Also used for polishing of interproximal surfaces.                                                                               |                                                                                    |
| <b>COMPOSITION</b>                                                   | Stainless steel AISI 304, micron-sized diamond particles, micro aluminium oxide particles, film of polyester.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| <b>SPECIFICACIONS</b>                                                | Thickness: 4.0 mm<br>Grit: Medium-Thin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Length: 170 mm<br>Grit size: 240/320 µm                                            |
| <b>PACKAGING</b>                                                     | Box with 150 strips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| <b>SHELF LIFE</b>                                                    | Non-perishable product. Lifetime of the product: there is a natural wear use due to the use, causing a decrease in performance in abrasive function. It is recommended to discontinue use when the abrasiveness is not working properly.                                                                                               |                                                                                    |
| <b>INTENDED USE</b>                                                  | Removing dental restoration debris, wear of dental surfaces, as well as polishing and finishing of composite resin restorations. They are used in dental offices by skilled professionals, and their use consists of introducing the neutral center of the sandpaper strip in the interproximal region and promoting the desired wear. |                                                                                    |
| <b>SAFETY INFORMATION</b>                                            | Exclusive for dental use. Only dental professionals should use this product because they have scientific information necessary for the proper use.                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| <b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>                               | Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |