

CÓDIGO NO ESTÉRIL	080313/220
CÓDIGO ESTÉRIL	090313/220



N	Descripción componentes	Material
1	Cubeta 2 vías ensamblada	PVC-PE-ABS-PP-filtro de aire 3 micras
2	Roller	Poliestireno
3	Ruedecilla roja	Poliestireno
4	Unión de silicona	PVC rígido
5	Conexión tubo/tubo	PVC NO DOP
6	Punta verde	
20	Tubo 3x4,1 corte 25 cm	PVC NODOP 75sh
21	Tubo 3,2x4,8 corte 9cm PRECISO	Silicona 60 sh
22	Tubo 4,8x6,5 corte 4 mm	PVC 75sh
23	Tubo 3x4,1 corte 3 cm	PVC NODOP 75sh
24	Tubo 1,5x3 corte 200 cm	<u>PVC NODOP VERDE</u>
	Blíster 9x12,5 cm	Polietileno

Advertencias de montaje:
Controle la obstrucción con aire después de pegar tubos de diámetro reducido
Controles específicos -----
Advertencias para la confección:

Confección PERSONALIZADA CON LOGO "BD"	Primaria	Blíster 10x24cm IMPRESO CON TRIPLE ETIQUETA PARA DATOS VARIABLES
	Caja	Caja roja 22x22x5 cm
	Secundaria	Cartón Habana 59x39x28cm

CANTIDAD POR CAJA: 6 UNIDADES + HOJA DE INSTRUCCIONES I0154
CANTIDAD POR EMBALAJE: 16 cajas (96 unidades)
EL PRODUCTO ESTÁ LIBRE DE COMPONENTES DE LÁTEX Y FTALATOS (DEHP)

**Válido desde
01 abril 2020**

Descrizione delle modifiche: Rev.01: inserimento num. 5 – rev.02: modifica materiale num. 5 – rev.03: corrette dimensioni scatola rossa	Redatto da AQ E. Tenda:	Verificato da PR M. Dugoni:	Approvato da AD O. Gavetti:
--	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------