

	<b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATION</b>	<b>EP-1324</b>
	<b>LÍNEA CLÍNICA / CLINIC LINE</b>	Revisión: 00
		22.05.2015
		Página 1 de 1

**1 PRODUCTO / PRODUCT**
**Proclinic Puntas Aplicadoras para Flow (25 u.)**
**2 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

<b>Tipo de material / Type of material</b>	Punta dispensadora, luer lock, roma, a granel, no esteril <i>Dispensing tip, luer lock, blunt, bulk, non-sterile</i>
<b>Clasificación / Classification</b>	Producto Sanitario de Clase I / <i>Class I Medical Device</i> - X

**3 COMPOSICIÓN TÍPICA / TYPICAL COMPOSITION**

<b>Tubo / Tube</b>	Acero inoxidable SUS304 / <i>Stainless steel SUS304</i>
<b>Resina del soporte / Resin for Hub</b>	Polipropileno grado médico (PP) / <i>Medical Grade Polypropylene (PP)</i>
<b>Color del soporte / Colour batch for hub</b>	Negro / <i>Black</i>
<b>Pegamento / Glue</b>	Adhesivo plastic grado médico UV / <i>Medical grade plastic adhesive UV glue</i>

**4 DIMENSIONES / DIMENSIONS**

Bent needle tip	20 G
Largo de la punta / <i>Needle Length</i>	13±1 mm
Diámetro máximo del tornillo luer –lock / <i>Luer lock maximum diameter</i>	8±0.2 mm
Diámetro mínimo del tornillo luer –lock / <i>Luer lock minimum diameter</i>	7±0.1 mm
Tip outer diameter	0.89±0.3 mm
Tip inner diameter	0.66±0.03 mm
Outer Angle	135°±5°

**5 ENVASADO / PACKAGING**

Bolsa de plástico / <i>Plastic bag</i>	25 unidades / <i>pcs</i>
--	--------------------------

**6 FABRICANTE / MANUFACTURER**

Madespa, S.A. – Calle Rio Jarama, 120 – 45007 Toledo
--