

MEDIDOR DE GLUCOSA

REFERENCIA EYD22448



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TECNOLOGIA: BIODENSOR/ELECTROQUIMICA.
- TIEMPO DE PRUEBA: 5 SEGUNDOS.
- TAMAÑO DE LA MUESTRA: 0.6 μ L
- TIPO DE MUESTRA: SANGRE ENTERA FRESCA (CAPILAR, VENOSA Y NEONATAL)
- AREAS DE PRUEBA: YEMA DE DEDO, ANTEBRAZO, PALMA.
- RANGO DE HEMATOCRITO: 10-70%
- ALMACENAMIENTO DE MEMORIA: HASTA 1000 REGISTROS CON HORA Y FECHA.
- PROMEDIO DE PRUEBA: 7, 14, 30, 60, PROMEDIOS DE 90 DÍAS.
- APAGADO AUTOMATICO: 2 MINUTOS DESPUES DE LA ULTIMA ACCIÓN.
- FUENTE DE ALIMENTACION: 2 PILAS DE BOTON.
- EL KIT INCLUYE:
 - 10 TIRAS.
 - SOLUCION CONTROL DE GLUCOSA.
 - 10 LANCETAS ESTERILES.
 - LAPIZ DE PUNCIÓN.
 - TAPA TRANSPARENTE (PARA PRUEBA DE ANTEBRAZO Y PALMA)
 - BOLSA DE TRANSPORTE.