

EMPRESA: B. Braun Surgical S.A División Aesculap	FICHA TÉCNICA	GRUPO: MATERIAL DE SUTURA NATURAL NO ABSORBIBLE	
	SILKAM®		

C0764302	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HS23	DDP
-----------------	---------------------------------------	------------

Información técnica básica		
Descripción:	<p>Material de sutura natural no absorbible, polifilar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - estructura: trenzada - composición: filástica proteica del capullo del gusano de seda (<i>Bombix morii</i>) - recubrimiento: cera de abejas y silicona - color: negro (teñida con colorante Hemateína) - calibre: USP 3/0 (2 métrico) - curvatura aguja: 1/2 círculo - punta aguja: triangular - longitud aguja: 23 mm - longitud hilo: 75 cm - esterilización: radiación gamma - código GTIN (EAN) udad venta: 4038653834211 - presentación udad venta: c/36 	
Indicaciones:	<p>Silkam® está indicado en todas las especialidades quirúrgicas para el cierre de planos quirúrgicos y ligaduras en los que esté indicado un material de sutura no reabsorbible, excepto en la implantación de material protésico y aquellos planos quirúrgicos que precisen de un material de sutura que mantenga su resistencia durante toda la vida del organismo, ya que la seda, a pesar de ser un material de sutura no reabsorbible, al estar compuesta por una proteína natural, se biodegrada con el tiempo llegando a perder su resistencia a la tracción en el nudo.</p>	