


EMPRESA:  B. Braun Surgical S.A División Aesculap	<b>FICHA TÉCNICA</b>	GRUPO: MATERIAL DE SUTURA NATURAL NO ABSORBIBLE	
	<b>SUPRAMID®</b>		

<b>C0714208</b>	<b>SUPRAMID BLACK 4/0 (1,5) 75CM DS19 DDP</b>
-----------------	---

Información técnica básica		
<b>Descripción:</b>	<p>Material de sutura natural no absorbible de poliamida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estructura: pseudomonofilar</li> <li>- composición: Poliamida</li> <li>- recubrimiento: Poliamida 6</li> <li>- color: negro</li> <li>- calibre : USP 4/0 (1,5 métrico)</li> <li>- curvatura aguja: 3/8 círculo</li> <li>- punta aguja: triangular</li> <li>- longitud aguja: 19 mm</li> <li>- longitud hilo: 75 cm</li> <li>- esterilización: radiación gamma</li> <li>- código GTIN (EAN) udad venta: 4038653826667</li> <li>- presentación udad venta: c/36</li> </ul>	
<b>Indicaciones:</b>	Supramid® está indicado fundamentalmente para el cierre de plano cutáneo.	